

Wzmacniany wózek ręczny dla osób otyłych



Wózek inwalidzki model 28 został stworzony z myślą o pacjentach, których waga dochodzi nawet do 150 kg. Posiada wzmocnioną konstrukcję/ramę na podwójnym krzyżaku. Wózek sprawdzi się zarówno w warunkach domowych jak i szpitalnych. Wózek jest bardzo dobrze wykonany i nawet pod wpływem dużego ciężaru użytkownika wytrzyma długi okres czasu.

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

															
1110	920	560	290	390	5°	500	430	420	230	420 - 520	15°	60	1680	18	110
		610	290	440										18	150
		670	310	500										19	wheelchairs
		720	350	550										20	with
															anatomic
															cushions