

Orteza stabilizująca staw skokowy ACHILLODYN



Orteza stabilizująca staw skokowy ACHILLODYN poprzez umieszczenie silikonowych pelot z wypustkami w kształcie motyla łagodnie masując, poprawia ukrwienie i zmniejsza obrzęk podczas ruchu wzdłuż ścięgna Achillesa. Kliny pod piętę wykonane są z materiału tłumiącego drgania (podczas chodzenia nie występuje efekt pływania). Klin można stosować również, gdy istnieje zalecenie tymczasowego zmniejszenia napięcia ścięgna Achillesa, a dodatkowy klin pod piętę kończyny zdrowej zapobiega skośnemu ustawieniu miednicy.

Wskazania:

Leczenie zachowawcze w:

- Zespole bólowym ścięgna Achillesa
- Zapaleniu ścięgna Achillesa
- Zapaleniu kaletki ścięgna Achillesa
- Zapaleniu tkanek okołościęgniastych

Leczenie pooperacyjne:

- Okołościęgniastej tkanki poślizgowej ścięgna Achillesa
- Przewlekłego zapalenia kaletki ścięgna Achillesa
- Po częściowym zerwaniu lub naderwaniu ścięgna Achillesa
- Redukcja napięcia ścięgna Achillesa poprzez podniesienie pięty

Komfort:

Specjalny materiał umieszczony w obrębie grzbietu stopy zapewnia praktycznie całkowity brak tworzenia się fałd związanych z rolowaniem materiału, w efekcie zapewniając wysoki komfort noszenia.

Obwód kostek

Rozmiar w cm

1	do 19
2	19 - 21
3	21 - 23
4	23 - 25
5	25 - 27

Dostępne kolory: szary

Możliwość noszenia na prawej i lewej kończynie.