

STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO Z SZYNAMI OTWARTY



ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI	REGULACJA KĄTA	
		ZGIĘCIE	0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
S	34-36 cm	WYPROST	0°, 20°, 30°, 40°
M	36-38 cm	DŁUGOŚĆ	30 cm
L	38-41 cm		
XL	41-44 cm		
XXL	44-47 cm		

Stabilizator stawu kolanowego z szynami otwarty

Wykonany jest z elastycznego materiału, który posiada bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci, materiał wpływa również na utrzymanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania.

Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście. Policentryczne szyny stabilizują niestabilny staw kolanowy w kierunku bocznym i przyśrodkowym.

Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie. Stabilizator posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego, występuje w wersji otwartej, w której jego dolna i górna część zapinane i regulowane są przy pomocy rzepów. Dzięki temu jest łatwy w zakładaniu szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności lub osób starszych.

Wskazania do stosowania stabilizatora:

- Naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł
- Niestabilność stawu kolanowego
- Choroba zwyrodnieniowa
- Przeciężenia stawu
- W leczeniu zachowawczym
- Po unieruchomieniu w procesie rehabilitacyjnym

Rozmiar (Obwód rzepki):

- S: 34- 36 cm
- M: 36- 38 cm
- L: 38- 41 cm
- XL: 41- 44 cm
- XXL: 44- 47 cm

Regulacja kąta:

- Zgięcie: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Wyprost: 0°, 20°, 30°, 40°
- Długość: 30 cm