

Stabilizator palca - aparat Stacka



Aparat Stacka

Przeznaczony jest do stabilizacji stawu międzypaliczkowego dalszego w pozycji wyprostowanej jednocześnie umożliwiając ruch innym stawom. Wykonany z lekkiego higienicznego tworzywa w kolorze cielistym. Bardzo skuteczny w przypadku terapii urazów palców.

Zastosowanie:

- oderwanie przyczepu prostownika paliczka dalszego
- skręcenie stawu międzypaliczkowego dalszego
- złamania kości paliczków dalszych
- uszkodzenie prostownika palca
- złamania awulsyjne

Sposób aplikacji:

Mocuje się go do palca za pomocą małego plastra lub bandaża w taki sposób, aby staw międzypaliczkowy dalszy pozostawał w pozycji wyprostowanej.

Rozmiar (obwód palca w stawie paliczkowym dalszym)

- Roz.1: <3,5 cm
- Roz.2: 3,5 -4 cm
- Roz.3: 4 -4,5 cm
- Rozm.4: 4,5 -5 cm
- Rozm.5: 5 -5,5 cm
- Rozm.6: 6 -7 cm
- Rozm.7: 7 -7,5 cm