

Tutor stawu kolanowego SPECIAL deluxe-0°



Wykonana ze specjalnej pianki neoprenowej podszytej bawełną gwarantującą komfort użytkowania w opatentowanej NEOPRENE

- Zapewnia całkowite unieruchomienie kolana
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból i zmniejsza obrzęk
- Szczególnie polecany po rekonstrukcji więzadeł kolana, we wczesnym okresie po innych zabiegach operacyjnych, uszkodzeniach więzadeł LCL, MCL i ACL oraz zwichnięć, skręceń stawu kolanowego

Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wyrobu, istnieje możliwość indywidualnego, łatwego i precyzyjnego dopasowanie tutora do kończyny pacjenta w szerokim zakresie rozmiarowym.

Rozmiar: uniwersalny

Dostępne długości: 50cm, 55cm, 60cm

Przeciwwskazania: Tutora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 30oC po wyjęciu elementów aluminiowych. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.