

Kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości i podpórką stałą 02/MR



Kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości i podpórką stałą

Właściwości:

- podwójna regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- podpórka stała z 8 cm otwarciem przednim,
- w opcji: miękki uchwyt,

- rękojeść uniwersalna,
- dwa odbłaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna w wersji z amortyzatorem

Waga	0,48 kg
Odległość od podłoża do rękojeści	min 70 cm – max 96 cm
Masa użytkownika	do 130 kg
Odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 93 cm – max. 123 cm
Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej	min. 23 cm – max. 27 cm
Wzrost użytkownika	155 cm-185 cm

Zastosowanie:

- kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.

[Instrukcja użytkowania kul łokciowych](#)