

Wózek inwalidzki stalowy ręczny Solid



Wózek inwalidzki stalowy ręczny Solid

Wózek może być stosowany w przewozie jako siedzenie dla osoby niepełnosprawnej. Miękka nylonowa tapicerka i wiele systemów regulacji zapewniają komfortowe użytkowanie z wózka w życiu codziennym.

Cechy produktu:

- Składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- Miękkie nylonowe siedzisko i oparcie,
- Miękka poduszka (VCWK42L),
- Pas zabezpieczający przed wypadnięciem,
- Uchylne podłokietniki,

- Tylne kieszonki,
- Podnóżki odchylane i zdejmowane,
- Zabezpieczający pas do łydki,
- Przednie koła pełne,
- Tylne koła pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- Wyposażony w hamulce stalowe z regulacją docisku,
- Metalowe ciągi lakierowane,
- Dostępny w kolorze szarym.

Rozmiar	16"	18"
Szerokość siedziska	41 cm	45 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	95 cm	95 cm
Szerokość wózka	57 cm	63 cm
Długość wózka	79 cm	83 cm
Szerokość wózka po złożeniu	28 cm	28 cm
Waga wózka	17 kg	18 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	120 kg

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.