

Kula z podparciem przedramienia model: 25/MR



Kula z podparciem przedramienia

Właściwości:

- regulacja wysokości
- regulacja długości uchwytu i kąta pochylenia mechanizmu podparcia przedramienia
- sposób regulacji: bezstopniowo (płynnie)

- miękko wyłożone podparcie przedramienia
- paski z rzepem do stabilizacji przedramienia w podparciu
- dwa odbłaski
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową
- lekkie, anodowane aluminium

waga	1,0 kg
masa użytkownika	do 120 kg
wysokość do podparcia łokcia	min. 93 cm, max. 125 cm

Zastosowanie:

- dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać oraz z osłabionymi kończynami górnymi
- niewskazane przy braku jednej kończyny dolnej
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo zniekształcających, po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul

[Instrukcja użytkowania kul łokciowych](#)