

Wózek inwalidzki ręczny VCWK43B od firmy VITEA CARE - NFZ



Wózek inwalidzki ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy. Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym

CECHY PRODUKTU:

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym
- demontowane podłokietniki
- tylna kieszonka
- podnóżki odchylane i zdejmowane
- zabezpieczający pas pod łydkami
- przednie koła pełne, rozmiar 200 x 45
- tylne koła pompowane rozmiar 24''
- wyposażony w hamulce wałkowe
- dostępny w kolorze szarym

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska (cm)	40	45	50
Głębokość siedziska (cm)	40	40	40
Wysokość wózka (cm)	91	91	91
Szerokość wózka (cm)	58	63	68
Długość wózka (cm)	110	110	110
Szerokość wózka po złożeniu (cm)	28	30	32
Waga wózka (cm)	18,5	19	20
Maksymalne obciążenie (kg)	120	120	120

Na końcu koszyka w polu "uwagi" prosimy Państwa o podanie rozmiaru !!!

Basic wózek inwalidzki ręczny

nr katalogowy VCWK43B

CECHY PRODUKTU:

- składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej,
- tapicerka wykonana z nylonu w kolorze czarnym,
- demontowane podłokietniki,
- tylna kieszonka,
- podnóżki odchylane i zdejmowane,
- zabezpieczający pas do tydkami,
- przednie koła pełne, rozmiar 200X45,
- tylne koła pompowane rozmiar 24",
- wyposażony w hamulce wałkowe,
- dostępny w kolorze szarym.

ZASTOSOWANIE:

Wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy.



	16"	18"	20"
Szerokość siedziska	42 cm	46 cm	50 cm
Szerokość wózka	60 cm	65 cm	70 cm
Waga wózka	20,8 kg	21 kg	21,4 kg
Maksymalne obciążenie	120 kg	120 kg	120 kg

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w

życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.