

Laska uniwersalna z miękkim uchwytem w kształcie haka 12/MR/H



Właściwości:

- regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- miękki uchwyt uniwersalny (do obu rąk) z pianki poliuretanowej,
- lekkie, anodowane aluminium.

waga

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

0,34 kg

masa użytkownika
odległość od podłoża do rękojeści

do 120 kg
min. 76 – max. 90 cm

Zastosowanie:

- przeznaczone dla osób ogólnie sprawnych fizycznie,
- dla ułatwienia poruszania się w trudnym terenie,
- służą do asekuracji podczas chodzenia przy lekkich niesprawnościach układu ruchowego,
- za prawidłowe uznaje się używanie laski w ręce po stronie przeciwnej względem osłabionej kończyny.

[Instrukcja użytkowania lasek do chodzenia](#)