

Wózek inwalidzki ręczny aluminiowy FELIZ



Wózek inwalidzki posiada bardzo przydatny podwójny system hamowania, dzięki któremu pacjent może sam zareagować w przypadku konieczności zahamowania wózka. Wózek może być stosowany w przewozie jako siedzenie dla osoby niepełnosprawnej.

Cechy produktu:

- składana, lekka aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej (podwójny krzyżak),
- miękkie nylonowe siedzisko i oparcie,
- miękka, gąbkowa poduszka,
- uchylne i demontowalne podnóżki z regulacją długości,
- podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy,
- uchylne i demontowalne podłokietniki,
- pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem,
- koła przednie bezobsługowe, rozmiar 200x50,
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24" ,
- aluminiowe ciągi,
- podwójny system hamowania (dla pacjenta i dla opiekuna),
- kolor ramy: platynowy.

Rozmiar	16"	18"	20"
Szerokość siedziska	40 cm	45 cm	50 cm
Głębokość siedziska	40 cm	40 cm	40 cm
Wysokość wózka	92 cm	92 cm	92 cm
Szerokość wózka	55 cm	60 cm	65 cm
Długość wózka	80 cm	80 cm	80 cm
Szerokość wózka po złożeniu	28 cm	28 cm	28 cm
Waga wózka	16 kg	16 kg	16 kg
Maksymalne obciążenie	140 kg	140 kg	140 kg

Na końcu koszyka w polu "uwagi" prosimy Państwa o wpisanie rozmiaru !!!

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.