

Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę RECLINER



Wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę RECLINER

Wózek inwalidzki RECLINER VCWK703 to doskonałe rozwiązanie dla osób z ograniczoną mobilnością. Dzięki stabilnej aluminiowej ramie, regulowanym podnóżkom i demontowanym podłokietnikom użytkownik może łatwo dostosować wózek do swoich potrzeb. Zabezpieczające pasy i miękka poduszka siedziska zapewniają nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort podczas podróży. Wózek RECLINER dzięki możliwości zdemonstowania górnej części oparcia wraz z zagłówkiem może służyć równie dobrze jako typowy wózek inwalidzki. Komfortowy wózek ogólnego zastosowania dla osób niepełnosprawnych, domowy, spacerowy o wszechstronnej funkcjonalności.

Główne cechy produktu:

Aluminiowa rama o konstrukcji krzyżowej:

Lekka, ale wytrzymała konstrukcja zapewniająca stabilność i trwałość wózka.

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Siedzisko z miękką poduszką:

Wygodne siedzisko wykonane z nylonu i wyposażone w miękką, grubą poduszkę zapewniającą komfort użytkownika.

Regulowane podnóżki:

Podnóżki można demontować i regulować kąt nachylenia, co umożliwia dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Bezpieczne pasy:

Zabezpieczający pas biodrowy zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy, chroniąc użytkownika przed ewentualnymi upadkami.

Demontowane podłokietniki:

Podłokietniki można łatwo zdemontować, co ułatwia dostęp do wózka i zwiększa wygodę użytkownika.

Odchylane oparcie:

Oparcie można odchylać od pozycji siedzącej do leżącej, co zapewnia dodatkowy komfort podczas dłuższych podróży.

Tylne kółka antywywrotne:

Kółka zabezpieczające przed wywróceniem zapewniają dodatkową stabilność i bezpieczeństwo podczas jazdy.

Pompowane tylne koła:

Tylne koła są pompowane i wyposażone w system szybkiego demontażu, ułatwiając transport i przechowywanie wózka.

Dodatkowe wyposażenie:

-

Ciągi aluminiowe

-

Stolik

-

Pompka

Funkcje:

Komfortowa podróż:

Dzięki miękkiej poduszce siedziska i regulowanym podnóżkom użytkownik może podróżować w komfortowych warunkach.

Bezpieczeństwo użytkowania:

Zastosowanie zabezpieczającego pasa biodrowego i antywywrotnych kółek zapewnia bezpieczeństwo podczas jazdy.

Dostosowanie do potrzeb użytkownika:

Regulowane elementy, takie jak podnóżki i oparcie, umożliwiają dostosowanie wózka do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika.

Łatwość obsługi i przechowywania:

Możliwość demontażu podłokietników i szybkiego demontażu tylnych kół ułatwiają obsługę i przechowywanie wózka.

Wytrzymałość i trwałość:

Aluminiowa konstrukcja krzyżowa zapewnia wytrzymałość i trwałość wózka, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie.



Parametry techniczne:

Rozmiar	17"	18"
Szerokość siedziska (mm)	410	460
Szerokość oparcia pleców	440	480

(mm)		
Szerokość po złożeniu (cm)	35	35
Całkowita szerokość (mm)	705	700
Głębokość siedziska (mm)	460	460
Wysokość podłokietników	285	285
(bez poduszki) (mm)		
Wysokość poduszki (mm)	60	60
Wysokość oparcia pleców	400	400
(mm)		
Wysokość oparcia pleców z	750	750
przedłużeniem (mm)		
Wysokość całkowita (mm)	1220	1220
Długość wózka (mm)(min-	1300-1750	1300-1750
max)		
Maksymalna waga	100	100
użytkownika (kg)		
Waga wózka (kg)	23	23

Zastosowanie:

•

Służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po:

1. Urazie rdzenia kręgowego,
2. Porażeniu mózgowym,
3. Różnych uszkodzeniach kończyn dolnych,
4. Chorobach nerwowo-mięśniowych,
5. Urazach mózgowo-czaszkowych.

•

Przeznaczony dla pacjentów geriatrycznych oraz:

- Osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

[KARTA PRODUKTU](#)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

