

Solidny wózek ze stopów lekkich dla osób ciężkich



																
1085	640 - 930	740 770	350 810	530 560 600	0° - 10°	440 - 530	490 - 530	400	220 - 240	330 - 360	6,5°	60	1500	21,00	170	

V300 XXL to odmiana modelu V300, który pod względem konstrukcyjnym jest dedykowany dla osób ważących do 175 kg. Standardowo wyposażony w barierkę przeciwczołową, która usztywnia i wzmacnia konstrukcję podczas jazdy.

Standardowo wyposażony w poduszkę siedzenia i poduszkę oparcia. Oparcie napinane na taśmach VELCRO pozwalają zmieniać napięcie.

Konstrukcja ma budowę modułową i jest w pełni adaptowalna do indywidualnych preferencji użytkownika. Posiada wiele możliwości regulacji siedziska oraz podparcia, aby w pełni dostosować produkt do swoich potrzeb.

V300 jest konstrukcją, która umożliwia zmianę wielu podstawowych parametrów:

- 4 wysokości siedziska od podłogi,
- 4 głębokości siedziska,
- 3 wysokości podparcia podłokietników,
- 3 głębokości podparcia podłokietników,
- 5 poziomów nachylenia siedziska.

Gwarancja jakości. V300 spełnia wysokie europejskie normy jakościowe dotyczące tego rodzaju sprzętu: TUV, CERAH itp. Wózek jest również certyfikowany pod względem CRASH TESTU i spełnia normę ISO 7176-19.

[Instrukcja obsługi wózka](#)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.