

Parapodium Statyczne Lekkie



ZASTOSOWANIE:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Głównym przeznaczeniem urządzenia jest pionizacja pacjenta, stabilizacja kończyn dolnych i tułowia osób o wzroście 150 do 180 cm oraz uwolnienie kończyn górnych od funkcji podpórczej, porażenia oraz niedowładów kończyn - w uszkodzeniach urazowych, wadach wrodzonych, schorzeniach nabytych rdzenia kręgowego od poziomu C4 dystalnie, zaburzenia funkcji motorycznych - porażenia, niedowładów, postępujące dystrofie mięśniowe.

[Instrukcja obsługi](#)

CECHY PRODUKTU:

- lekkie, bezpieczne, proste w obsłudze, dające solidne podparcie osobom w nim pionizowanym,
- wykonane z lekkich, wytrzymałych materiałów, takich jak profile aluminiowe, profile stalowe cienkościenne, łączone ze sobą za pomocą elastycznych i lekkich łączników z tworzywa,
- platforma stóp wraz z zapiętkami daje stabilne oparcie,
- regulowane wsporniki kolan profilowane anatomicznie,
- kosz biodrowy wraz ze wspornikiem pasa piersiowego stabilizuje stawy biodrowe, wsporniki ramion utrzymują tułów pacjenta w pozycji wyprostowanej,
- wszystkie punkty parapodium stykające się bezpośrednio z ciałem użytkownika zabezpieczone zostały poprzez miękką, hypoalergiczną, trudnopalną, tapicerkę wykonaną z weluru,
- cztery kółka wyposażone w hamulce,
- zamek ułatwiający samodzielne zamknięcie kamizelki,
- dostępne dwie szerokości kamizelki,
- opcje dodatkowe: klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, regulowany pod kątem i na wysokość stolik.
- średnica kółka 5 cm

[Specyfikacja techniczna](#)

	Wąska	Szeroka
Szerokość kamizelki	44 cm	49 cm
Głębokość kamizelki	34 cm	37 cm
Długość urządzenia	99 cm	99 cm
Wysokość urządzenia	115 - 137 cm	115 - 137 cm
Wzrost	150 - 180 cm	150 - 180 cm
Maksymalne obciążenie	100 kg	100 kg