

Nowoczesny pionizator mobilny



Zastosowanie

Hero Pionizator mobilny może być stosowany u pacjentów z wrodzonym lub nabytym porażeniem kończyn dolnych, dystrofią mięśniową, udarze a także stwardnieniem zanikowym bocznym. Może służyć również przy profilaktyce występowania odleżyn.

[Specyfikacja techniczna](#)

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

CECHY PRODUKTU:

- rama stalowa,
- demontowalne oparcie wózka,
- perforowana tapicerka z ekoskóry,
- zagłówek z regulacją wysokości,
- przednia barierka zabezpieczająca,
- pas stabilizujący klatkę piersiową z regulacją długości,
- stabilizujący pas biodrowy z regulacją długości,
- uchylne podłokietniki z regulacją wysokości,
- uchylny i demontowalny podnóżek regulacją wysokości,
- pas zapiętkowy,
- regulowany uchwyt kolan,
- tylne kółka antywywrotne,
- dodatkowe przednie kółka stabilizujące,
- hamulce ręczne z regulacją siły docisku,
- tylne koła pneumatyczne typu mag z aluminiowymi cięgami, wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24",
- przednie koła pełne, rozmiar 8",
- regulowana wysokość ustawienia kół przednich i tylnych,
- rączki dla prowadzącego,
- pilot do sterowania.

Użytkowanie

Hero Pionizator mobilny dzięki funkcji pionizacji:

- Zapobiega przykurczom stawowym kończyn dolnych,
- Wpływa na poprawę perystaltyki jelit oraz pracę pęcherza moczowego,
- Zapobiega powstawaniu zmian skórnych oraz ran odleżynowych powstających na skutek długotrwałej pozycji siedzącej,
- Zapobiega osteoporozie – wpływa na poprawę uwapnienia zwłaszcza kości kończyn dolnych,
- Poprawia pewność siebie zmniejszając lęk przed samodzielnym przyjęciem pozycji pionowej,
- Stanowi trening osiowego obciążania kończyn dolnych całym ciężarem ciała przed próbami samodzielnej pionizacji,
- Pozwala na poprawę sprawności i wydolności układu krążeniowo-oddechowego, umożliwia wykonywanie czynności codziennych w pozycji stojącej co zwiększa możliwości samoobsługi oraz podnosi poczucie samodzielności i niezależności, zwiększa

możliwości
adaptacyjne.

[Instrukcja użytkowania](#)