

Parapodium mobilne ze stolikiem



ZASTOSOWANIE:

Zaprojektowane w celu umożliwienia poruszania się pacjentom z zaburzeniami równowagi lub/i częściowo sprawnymi kończynami dolnymi.

[Specyfikacja techniczna](#)

CECHY PRODUKTU:

- stabilna konstrukcja, umożliwiająca lokomocję bez asysty opiekuna,
- podstawa jezdna oparta na kółkach skrętnych wyposażonych w hamulec,
- urządzenie dostępne w dwóch wariantach kamizelki z i bez wsporników bocznych (wariant bez wsporników przeznaczony dla pacjentów sprawniejszych, nie wymagających wsparcia klatki piersiowej),
- wyposażone w specjalne "majtki" zabezpieczające pacjenta przed upadkiem, w pełni dopasowywane do indywidualnych wymiarów pacjenta, dzięki unikalnemu zakresowi regulacji,
- separator kończyn dolnych zapobiegający chodowi szczyrkowemu,

Zastosowanie Parapodium Mobilnego:

Najczęściej można je stosować w poniższych jednostkach chorobowych:

- poliomyelitis anterior acuta (choroba Heinego-Medina),
- spina bifida (rozszerzenie kręgosłupa),
- sclerosis multiplex (stwardnienie rozsiane),
- syringomyelia (jamistość rdzenia),
- polineuropatie,
- zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego,
- w zespołach parkinsonowskich,
- w MPD,
- po rekonstrukcji stawów biodrowych,
- po udarach mózgu,
- do nauki chodzenia,
- w stanach reumatoidalnych (RZS, GPP).

[Instrukcja użytkowania](#)

	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki*	21 - 27 cm	25 - 36 cm	29 - 43 cm	37 - 61,5 cm	37 - 61,5 cm
Głębokość kamizelki*	16,5 - 21 cm	20 - 26 cm	23 - 34 cm	26 - 38 cm	29 - 41 cm
Szerokość urządzenia	36 - 46 cm	40 - 51 cm	53 - 69 cm	66 - 88 cm	66 - 88 cm
Długość urządzenia	76 cm	77 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Wysokość urządzenia	64 - 82 cm	72 - 91 cm	89 - 116 cm	115 - 152 cm	125 - 158 cm
Wzrost	85 - 105 cm	105 - 125 cm	125 - 155 cm	155 - 185 cm	185 - 205 cm
Maksymalne obciążenie	20 kg	35 kg	70 kg	90 kg	110 kg
*pomiar bez tapicerki					