

Bezpieczny balkonik aluminiowy czterokołowy - QUAVA



Balkonik aluminiowy czterokołowy QUAVA firmy VERMEIREN

QUAVA zapewnia bezpieczne i swobodne poruszanie się osobom starszym. Funkcjonalność i nowoczesny wygląd uzupełniają się wzajemnie. Odpowiednio duży rozmiar kół przednich umożliwia w łatwy sposób pokonywanie różnej wysokości krawężników i progów. QUAVA jest projektem spełniającym wymagania ergonomii, trwałości, funkcjonalności oraz komfortu. Aluminiowa lekka konstrukcja i łatwe składanie, wystarczy przycisnąć przycisk, złożyć do rozmiaru transportowego czy wygodnego przechowywania w domu. Przy niewielkiej wadze 7,25 kg QUAVA gwarantuje olbrzymią wytrzymałość do 130 kg.

•

Cechy produktu:

- lekka aluminiowa konstrukcja składany na płasko,

- łatwość składania , wystarczy przycisnąć przycisk by złożyć do rozmiaru transportowego czy wygodnego przechowywania w domu
- uchwyt na kule,
- siedzisko wykonane z wytrzymałego materiału,
- ergonomiczne uchwyty ,
- regulacja wysokości rączek,
- koszyk na zakupy,
- blokada składania.
- Produkt nowy, medyczny, atestowany
- Gwarancja 24 miesiące



Dane techniczne

Materiał konstrukcji	aluminium
Szerokość siedzisk	45 cm
Regulacja wysokości	TAK
Hamulec postojowy	TAK
Szerokość całkowita	65,5 cm
Wysokość całkowita	80,5 - 95,5 cm
Wysokość siedziska od podłoża	54 cm
Waga	7,7 kg
Max. obciążenie	136 kg
Producent	Vermeiren

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić

koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.

- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzikowi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.