

Wzmocniony wózek inwalidzki dla osób otyłych do 225 kg !



Wzmocniony wózek inwalidzki dla osób otyłych

Wózek inwalidzki zaprojektowany dla osób o większych wymiarach, otyłych. Posiada dodatkowo wzmocnioną ramę oraz koło o wyższej wytrzymałości na ponadstandardowe obciążenia. Dzięki temu ten wózek sprost obciążeniu do 225 kg. Nieszablonowy design sprawia, że to nie tylko wózek do zadań specjalnych, ale również elegancki sprzęt dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji korzystanie z niego przez pacjenta o nieszablonowych wymiarach jest w pełni bezpieczne.

Można nim sterować z pozycji siedzącego lub przez osobę towarzyszącą. Koła wózka to również elementy o wzmocnionej, pełnej konstrukcji, tylne mają średnicę 24", przednie 8". Dla pełnego komfortu uchylnie podnóżki wykonane są ze stali i mają skokową regulację długości.

Ten wózek zapewnia pełne bezpieczeństwo i komfort dużych pacjentów, których przemieszczanie do tej pory było skomplikowane. Dzięki temu wózkowi nawet otyli pacjenci mogą w pełni korzystać z życia.



max. obciążenie



gwarancja



Koła tylne pełne 24"



Regulacja środka ciężkości



Wyrób medyczny



Certyfikat CE



Łatwy w czyszczeniu

PRAKTYCZNOŚĆ

Oparcie i siedzisko wózka big-TIM zostało wykonane z tworzywa odpornego na zanieczyszczenia co sprawia, że wózek bardzo łatwo utrzymać w czystości lub dezynfekować.

KOMFORT

Wózek posiada regulację środka ciężkości a uchylne, stalowe podnóżki dają możliwość skokowej regulacji długości co zwiększa komfort użytkowania wózka.


SOLIDNE WYKONANIE

Konstrukcja wózka została wykonana ze stali malowanej proszkowo o udźwigu do 225 kg.

Cechy produktu:

- Stalowa rama malowana proszkowo
- Wzmocniony podwójnym krzyżakiem
- Regulacja środka ciężkości
- Oparcie i siedzisko z odpornego na zanieczyszczenia tworzywa
- Podłokietniki w wersji krótkiej z funkcją demontażu
- Hamulec postojowy
- Stalowe ciągi
- Tylne koła pełne gumowe o średnicy 24"
- Przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- Uchylne stalowe podnóżki ze skokową regulacją długości
- Maksymalne obciążenie wózka to 225 kg

Parametry techniczne:



A Szerokość całkowita: 80-85 cm
B Szerokość wew. w rozm. 56 cm: 57 cm
Szerokość wew. w rozm. 61 cm: 62 cm
C Głębokość całkowita: 123 cm
D Wysokość siedziska od podłoża: 52 cm
E Wysokość całkowita: 93 cm
F x G Wymiary siedziska: 56,61 cm x 47 cm
Waga rozm. 56 cm: 23,5 kg
Waga rozm. 61 cm: 24,5 kg
Maksymalne obciążenie: 225 kg
Szerokość po złożeniu: 45 cm
Kolory ramy: srebrno-czarny
+/- 0,5 -1 cm

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.