

Czterokołowy balkonik składany z aluminium AT02001



Ten składany balkonik to doskonały produkt dla osób starszych i niepełnosprawnych, które mają problem z chodzeniem o własnych siłach po domu czy na zewnątrz. Dzięki czterem kółkom poruszanie będzie dużo łatwiejsze niż z balkonikiem na nóżkach. Balkonik jest bardzo lekki, ale zarazem wytrzymały. Balkonik przy dwóch kółkach posiada hamulec, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas gdy się nie poruszamy.

Cechy produktu:

- Aluminiowa konstrukcja obniżająca wagę balkonika
- Łatwość składania dzięki prostej konstrukcji
- Składana konstrukcja ułatwia przechowywanie i transport
- Regulowana wysokość skokowo (ok. 2,5 cm) pozwala na dopasowanie go do potrzeb użytkownika
- Grubość po złożeniu 15 cm
- Miękkie piankowe uchwyty zapewniające wygodne chwytanie
- Cztery koła obrotowe z możliwością zablokowania
- Kółka o średnicy 75 mm
- Produkt medyczny, atestowany

Dane techniczne

Materiał konstrukcji	aluminium
Rama składana	TAK
Regulacja wysokości	TAK
Wysokość	87-99
Szerokość w najszerszym miejscu	54 cm
Głębokość	49 cm
Waga	4,2 kg
Max. obciążenie	130 kg
Producent	ANTAR
Gwarancja producenta	24 m-ce

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić

sprawność ruchową

- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzikowi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.