

Poduszka pneumatyczna przeciwoleżynowo-stabilizacyjna VECTOR 02



Dożywotnia
gwarancja!
na komórki
SmartCell™

VICAIR VECTOR 02 Poduszka pneumatyczna przeciwoleżynowo-stabilizacyjna

Czasem konieczne jest odciążenie wrażliwego obszaru wokół kości ogonowej. VECTOR 02 spełnia doskonale tę rolę. Unikatowy układ komór zapewnia ponadto komfort, optymalną ochronę skóry, doskonałe prowadzenie nóg oraz większą stabilizację miednicy. 100% dająca się prać w pralce, zapewnia optymalną higienę, doskonałą temperaturę i regulację wilgotności. W razie potrzeby Vector 02 zapewnia lepszą funkcjonalność górnej części ciała i poszerza zasięg ramion u osób aktywnych.

VICAIR VECTOR O2

Dodatkowa stabilizacja miednicy –
wspiera krętarze.

Anatomicznie profilowana powierzchnia poduszki zapewnia optymalne zanurzenie i stabilną funkcjonalność.

WYJĄTKOWE pozycjonowanie użytkownika i ochrona przed nadmiernymi uciskami.

Zintegrowany klin dla wsparcia wewnętrznego uda.

Powiększenie zakresu ruchu użytkownika ze względu na **wysoki poziom stabilizacji**.

Dodatkowe wsparcie i pozycjonowanie uda.

W CAŁOŚCI DAJĄCA SIĘ PRAĆ W PRALCE



MOŻNA PRAĆ W PRALKACH
W 100%.

Pranie w temperaturze 40 ° C,
bez konieczności używania worka
do prania i wyjmowania komórek
SmartCells™.

Z higienicznego punktu widzenia, bardzo ważnym jest, że poduszkę można wyprać. Zwłaszcza w przypadkach gdzie występuje nie trzymanie moczy. Utrudnieniem jest konieczność usuwania zawartości poduszki przed praniem. Nowa poduszka VECTOR O2 pozwala umieścić ją w pralce w całości. Komórki SmartCells, które wypełniają poduszkę nie muszą być usuwane przed praniem. Dlatego poduszka jest idealna do stosowania w domach pomocy społecznej, oraz dla każdego, kto wymaga maksymalnej czystości poduszki. Poduszka VECTOR O2 jest pierwszą poduszką, którą można prać w całości w pralkach bez używania specjalnych worków do prania.

100% ODDYCHALNOŚCI I WENTYLACJI



100% ODDYCHALNOŚCI

Z uwagi na otwartą strukturę poduszki, jest ona 100% oddychająca.

Otwarta struktura poduszki VECTOR O2 zapewnia 100% oddychalności i wentylacji. Korzystanie z oddychającej poduszki poprawia kontrolę temperatury i wilgotności, zwiększa wygodę i zmniejsza działanie tarcia i sił ścinających na deformowanie tkanki, co zmniejsza ryzyko powstania odleżyn.

EFEKT PUDŁA



EFEKT PUDŁA

Większa objętość zapewnia lepsze zanurzenie i zwiększone wsparcie.

Poduszka posiada zamek błyskawiczny po środku, To pozwala na lepsze zachowanie swojej objętości, co zatem wpływa na zwiększenie wsparcia i zmniejsza ryzyko wyslizgiwania się komórek SmartCells™ spod użytkownika. Efekt Pudła pozwala również terapeutom dostosować ilość komórek (dosypywanie lub usypywanie, tylko wtedy, gdy jest to konieczne), gdy użytkownik pozostaje w pozycji siedzącej na poduszce.

UNIKALNA KONSTRUKCJA



DUŻA RÓŻNORODNOŚĆ

242 różne rozmiary.

Vector O2 składa się z 8 komór, każda spełniająca własną funkcję. Dzięki unikalnej konstrukcji, poduszka zapewnia skuteczny rozkład ciśnienia, co czyni z niej idealną przeciwoleżynową poduszkę. Anatomicznie ukształtowana powierzchnia siedziska zapewnia wysoki poziom stabilizacji i wspierania optymalnego pozycję siedzenia. Komórki SmartCells posiadają specyficzny kształt i budowę, który w sposób optymalny zapewnia skuteczność. Od października 2017 mają dożywotnią gwarancję wytrzymałościową

WYGODNA PĘTELKA DO SUSZENIA.

Z tyłu poduszki jest specjalna pętka. Używa się jej do powieszenia poduszki VECTOR O2 w celu wysuszenia po wypraniu. Pętka również pełni inną dodatkową rolę, pozwala na prawidłowe założenie wierzchniego pokrowca na poduszkę i na orientowanie się gdzie jest tył poduszki a gdzie przód.

SPECJALNY POKROWIEC WIERZCHNI O2

Poduszka VECTOR O2 jest dostarczana z dwoma wierzchnimi pokrowcami. Wykonane są z oddychającego, elastycznego materiału i obejmują tylko górną część poduszki wózka inwalidzkiego. Spód poduszki pozostaje całkowicie otwarty, aby umożliwić poduszce przewiewność w sposób ciągły. Oznacza to optymalną wentylację i wygodę dla użytkownika. Dostarczane są dwa pokrowce - zawsze jeden będzie czysty.

[Instrukcja obsługi](#)

Dodatkowe zalety:

- Anatomiczna kształt poduszki,
- Optymalne zanurzenie i stabilizacja,
- Wygoda i idealny rozkład ciśnienia,
- Doskonałe pozycjonowanie uda,
- Doskonała stabilizacja miednicy,
- Niska waga: 500g - 850g w zależności od rozmiaru,
- Wytrzymałość do 250 kg,
- Łatwa w użyciu,
- Łatwa w utrzymaniu w czystości,
- Ogromna trwałość,
- Nie ma konieczności dopompowywania i okresowego sprawdzania poziomu ciśnienia.
- Poduszki VECTOR O2 występują w dwóch grubościach 6 cm i 10 cm.

[INSTRUKCJA SZYBKIEGO ZAŁOŻENIA PODUSZKI NA WÓZEK](#)

Parametry techniczne:

Poduszka

Wysokość	6 cm	10 cm
Waga	500 grams	850 grams
Max. obciążenie	15-250 kg	15-250 kg
Pranie w pralce	40°C max.	40°C max.
Użyte materiały	Nie zawiera Latex-u	Nie zawiera Latex-u
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące

Pokrowiec

Standard	O2 Top Cover 2x	O2 Top Cover 2x
Pranie w pralce	60°C	60°C
Opcjonalnie	Elastyczny lub Nieprzemakalny	Elastyczny lub Nieprzemakalny
Użyte materiały	Nie zawiera Latex-u	Nie zawiera Latex-u

Rozmiary poduszek

Inch		14	15	16	17¼	18	19	20	21	22	23	24
	CM	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
14	35											
15	38											
16	40											
17¼	43											
18	45											
19	48											
20	50											
21	53											
22	55											
23	58											
24	60											

	Standard
	Specjalne
	Na zamówienie

MOŻEMY WYKONAĆ INNY ROZMIAR PODUSZKI NA ZAMÓWIENIE. CZAS ORAZ KOSZT
PODUSZKI NA WYMIAR MOGĄ ULEC ZMIANIE, PO WYBORZE PODUSZKI
NIESTANDARDOWEJ!