

Obrotowe Łóżko Rehabilitacyjne TWIST z dedykowanym materacem



Obrotowe Łóżko Rehabilitacyjne TWIST z dedykowanym materacem

Podstawowe warunki, jakie powinniśmy zapewnić chorym osobom, które przez większość doby przebywają w pozycji leżącej, to bezpieczeństwo oraz komfort. Rehabilitacyjne łóżko dla chorego TWIST zostało zaprojektowane w sposób umożliwiający zapewnienie maksymalnej wygody leczonej osobie.

Łóżko dla chorego TWIST różni się od tradycyjnych łóżek przede wszystkim tym, że wyposażone jest w wiele praktycznych funkcji ułatwiających codzienne życie. Elektryczny napęd, którym można sterować przy użyciu pilota, umożliwia łatwą i szybką zmianę pozycji, eliminując ryzyko powstawania bolesnych odleżyn. Dzięki zastosowaniu napędu można również uniknąć problemu podkładania poduszek podczas jedzenia, oglądania telewizji czy czytania – łóżko rehabilitacyjne z elektrycznym napędem może być ustawione w dowolnej pozycji, unosząc tułów lub nogi. Funkcja unoszenia nóg korzystnie wpływa na poprawę krążenia, relaksuje oraz zapobiega powstawaniu obrzęków.

Nasze nowoczesne łóżko rehabilitacyjne wyposażone zostało również w dwie dodatkowe funkcje, które umożliwiają jego ukośne ustawienie – opcje te ułatwiają układanie chorego w pozycji drenażowej, stosowanej u osób z problemami z układem oddechowym oraz cierpiących z powodu zalegającej wydzieliny w płucach. Jeśli szukasz nowoczesnego

Łóżka z napędem elektrycznym, które zapewni choremu maksymalny komfort, polecamy nasze łóżko rehabilitacyjne.

Łóżko rehabilitacyjne TWIST jest innowacyjne i bardzo zaawansowane, ułatwia siadanie i wstawanie.

Za pomocą pilota można łatwo zmienić pozycję leżącą do pozycji fotelowej z opuszczonymi nogami.

Możliwa jest także dodatkowa funkcja pionizacji. Dzięki niej wstawanie z łóżka staje się mniejszym problemem. Pozwala to na większą mobilizację chorego do codziennej aktywności ruchowej. Świetnie nadaje się dla bardziej wymagających pacjentów.

Funkcje łóżka TWIST:

- Elektryczna regulacja podniesienia oparcia pleców oraz nóg do dowolnej pozycji
- Innowacyjna elektryczna funkcja automatycznego obrotu całego łóżka prostopadle, do pozycji siedzącej
- Płynna zmiana wysokości całego łóżka pozwala wstać z wyższej pozycji siedzącej, bądź wspomóc samodzielne przesadzanie na wózek
- Dodatkowa funkcja Trendelenburga i Antytrendelenburga pozwala na pochylenie całego łóżka głową bądź nogami w dół. Maksymalna różnica wysokości wynosi 40cm
- Dodatkowa funkcja pionizacji wspomaga samodzielne wstawanie z łóżka poprzez wychylenie części leżącej na bok
- Dodatkowa lampa ledowa do łóżka rehabilitacyjnego

Zalety łóżka TWIST:

- Ułatwia samodzielne wstawanie z łóżka. Uniesienie i przechylenie łóżka w pozycji fotelowej przesuwają środek ciężkości ciała a przez to ułatwia wstawanie
- Ułatwia częstszą zmianę pozycji, co za tym idzie wspomaga rehabilitację osoby niepełnosprawnej oraz pozytywnie wpływa na powrót do zdrowia.
- Zwiększa samodzielność osoby niepełnosprawnej odciążając tym samym osoby trzecie. Pielęgnacja ogranicza się do asekuracji podczas wstawania bez obciążania opiekuna fizycznie.
- Powoduje lepsze samopoczucie, satysfakcję i zadowolenie u użytkowników
- Elektryczny napęd oraz sterowanie za pomocą pilota ułatwia zmianę pozycji, a poprzez to zabezpiecza przed powstawaniem odleżyn.
- Uniesienie tułowia do pozycji siedzącej pozwala na wyeliminowanie niewygodnego podkładania poduszek i podciągania pacjenta do takich czynności jak jedzenie, czytanie, oglądanie telewizji lub rozmowy z inną osobą.
- Uniesienie nóg relaksuje i sprawia, że często występujące zastoje krwi znikają usuwając obrzęki i poprawiając krążenie.
- Obrót siedziska i przyjęcie pozycji ze spuszczonej nogami stwarza odmienne warunki dla pracy serca i układu oddechowego (jest to jeden z etapów pionizacji).

MATERAC W POKROWCU NIEPRZEMAKALNYM JEST W CENIE !

Wymiary zewnętrzne	102x 215 cm
Kółka jezdne	100 mm - w standardzie z hamulcem
Wymiary wewnętrzne - wymiary materaca	90x200 cm
Maksymalna waga użytkownika	120kg
Głębokość siedziska	ok. 55 cm
Wysokość leża w pozycji fotela (bez materaca)	40 cm
Kąt oparcia	80-85 stopni

W komentarzu do zamówienia należy wpisać kierunek obrotu siedziska - na lewą lub prawą stronę.