

Poduszka ułatwiająca wstawanie LIFT UP - pomoc w chorobie Parkinsona



Poduszka ułatwiająca wstawanie LIFT UP

Ta poduszka to produkt wielowymiarowy, dedykowany jako mobilne wsparcie dla osób z chorobą Parkinsona. Wyposażona jest w mechanizm sprężynowy wspierający osobę chorą przy podnoszeniu się. Solidna konstrukcja oraz doskonale zaplanowany projekt sprawiają, że ta poduszka jest niezastąpiona przy opiece nad osobami dotkniętymi chorobą Parkinsona. Prosty schemat działania produktu znacząco poprawia jakość życia pacjentów.

JAK DZIAŁA

Podczas siadania użytkownika, mechanizm powoli składa poduszkę, a kiedy pacjent chcąc wstać lekko przeniesie swój ciężar ciała na nogi albo gdy po prostu podeprze się na podłokietnikach fotela, poduszka „wstaje” jednocześnie ułatwiając użytkownikowi podniesienie się.

Poduszka zaprojektowana jest tak, aby zoptymalizować wykonywanie przez osoby chore na Parkinsona proste czynności, które sprawiają im kłopot. Mechanizm zaprojektowany jest tak, że jej użytkowanie nie wymaga żadnego wysiłku, jest bardzo proste i intuicyjne. Wystarczy, że pacjent jedynie zapoczątkuje wstawanie, resztę pomoże wykonać inteligentny mechanizm, który powoli i delikatnie „wypchnie” pacjenta do góry.



BEZPIECZNA

Przewidywana siła wypchnięcia jest całkowicie bezpieczna dla pacjenta, bowiem stanowi do 70% masy ciała użytkownika. Siła wybicia użytkownika może być dowolnie regulowana i dostosowana do jego wagi. Poduszka zaprogramowana jest na 6 opcji dopasowanych do wagi użytkownika. Przewidziana na maksymalne obciążenie nawet 190 kg.

Doskonała również w przypadku:

- Dolegliwości stawowych
- Mięśniowych
- Przy schorzeniach kręgosłupa
- U pacjentów z ograniczoną motoryką

CECHY:

- Niewielkie rozmiary sprawiają, że jest wygodna do transportu i w przechowywaniu
- 6 poziomów regulacji wysokości
- Udźwig zależnie od wybranej wysokości: 50-190kg,
- W najwyższym punkcie poduszka ma ok 27cm
- Wymiary ok. 54 x 47 cm
-

PODUSZKA MOŻE BYĆ UŻYWANA TYLKO NA TWARDYM PODŁOŻU TYPU KRZESŁO LUB TABORET - NIE MOŻNA JEJ UŻYTKOWAĆ NA MIĘKKIEJ POWIERZCHNI TYPU WERSALKĄ, ŁÓŻKO CZY KANAPA