


Podpórka ułatwiająca chodzenie typu ambona z siedziskiem model TGR-R RS 8812 - NFZ



Szerokość całkowita: 63 cm
Głębokość całkowita: 76 cm
Wymiary siedziska: 56 cm x 20 cm
Wysokość siedziska od podłoża: 54 cm
Regulacja wysokości podparcia pod łokcie: 101-124 cm
Waga: 10,8 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Kolor ramy: srebrny
+/- 0,5 -1 cm


PODPÓRKA UŁATWIAJĄCA CHODZENIE TYPU AMBONA

Podpórka ułatwiająca chodzenie jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas pionizacji oraz chodzenia. Podpórka przeznaczona jest dla pacjentów o różnym typie zaburzeń motorycznych z ograniczoną ruchomością i dysfunkcją kończyn dolnych lub ich osłabieniem. Zalecana jest również osobom starszym, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

Cechy produktu:

- piankowe uchwyty
- regulowana wysokość podparcia
- siedzisko
- hamulec nożny (4 koła)
- uchwyt na kropłówkę
- max. obciążenie 100 kg

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Szerokość całkowita: 63 cm
Głębokość całkowita: 76 cm
Wymiary siedziska: 56 cm x 20 cm
Wysokość siedziska od podłoża: 54 cm
Regulacja wysokości podparcia pod łokcie: 101-124 cm
Waga: 10,8 kg
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Kolor ramy: srebrny
+/- 0,5 -1 cm

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty.

Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.