

Podpórka czterokołowa aluminiowa chodzik ROCKY VITEA CARE z uchwytem na laski - NFZ



Podpórka czterokołowa aluminiowa ułatwiająca chodzenie ROCKY

Ta czterokołowa podpórka przeznaczona jest dla osób starszych mających problemy z poruszaniem się w obrębie kończyn dolnych jak również osobom po zabiegach chirurgicznych. Doskonale sprawdzi się w każdej sytuacji gdy pacjent nie może korzystać z kul. Doskonale ułatwia pionizację i stanowi wsparcie dla osób o obniżonej sprawności ruchowej. Bardzo pomocne przy codziennym funkcjonowaniu w pomieszczeniach lub podczas zakupów. Podpórka czterokołowa w całości wykonana jest z lekkiego aluminium, co zapewnia wyższy komfort użytkowania.

Cały sprzęt waży jedynie 7 kg i jest bardzo prosty w użytkowaniu. Chodzik jest składany, zatem nie zajmuje dużo miejsca i jest wygodny w transporcie. Podpórka wyposażona jest w dwa stałe koła tylne z hamulcem i blokadą kół a dwa koła przednie są obrotowe. Prosty w obsłudze hamulec zapewnia niezawodność i łatwość używania podpórki. Dodatkowo podpórka posiada pojemnik na zakupy, uchwyt na kulę i miękkie siedzisko.

Uchwyty podpórki mają anatomiczny kształt i wykonane są z miękkiego tworzywa, co podnosi komfort jej używania. Doskonale zaprojektowany, solidny sprzęt rehabilitacyjny doskonale sprawdzi się do poruszania w pomieszczeniach jak i na zewnątrz.

Specyfikacja produktu:

- Wykonany jest z lekkiego aluminium, a składana rama aluminiowa zapewnia wygodę transportu
- Posiada miękkie siedzisko pokryte jest materiałem skóropodobnym, łatwym w czyszczeniu
- Wyposażone jest w cztery koła o średnicy 20 cm, które można zdemontować
- Hamulce z możliwością blokady zapewniają niezawodność chodzika
- Regulowana wysokość pozwala dostosować go do każdego użytkownika
- Anatomiczny kształt uchwytów zapewnia najwyższy komfort użytkowania
- Dodatkowo podpórka wyposażona jest w pojemnik zakupowy, uchylną poręcz podparcia i uchwyt na kulę



Rocky
Szerokość (cm) 62
Wysokość (cm) 78 - 93
Wysokość 51- 57
siedziska (cm)
Szerokość 35
siedziska (cm)
Waga (kg) 7,3
Maksymalne 120
obciążenie (kg)

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być używana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.