

Aparat do drenażu limfatycznego tzw. masażu uciskowego z mankietami WIC 2008



WIC 2008 to aparat do drenażu limfatycznego przystosowany do 4-komorowych mankietów. Wyposażony jest w rozbudowane tryby masażu wybierane poprzez obsługę na czytelnym wyświetlaczu. Aparat do masażu uciskowego WIC 2008 to urządzenie do profesjonalnego zastosowania w medycynie, rehabilitacji i odnowie biologicznej. Przeznaczony m.in. do gabinetów odnowy biologicznej oraz placówek rehabilitacyjnych, a także do użytku domowego.

Wybierając ten produkt dostają Państwo pełny zestaw aparat + mankiety, a więc urządzenie gotowe do użytku zaraz po zakupie. Różnorodność terapii dzięki zastosowaniu kilku trybów masażu

Zestaw zawiera:

• aparat 4-komorowy WIC 2008

• mankiety na kończyny dolną - 2 szt, rozmiar uniwersalny

• mankiet na kończynę górną - 1 szt, rozmiar uniwersalny

• przewód powietrzny pojedynczy - 1 komplet,

• przewód powietrzny podwójny - 1 komplet,

• para wkładek sensomotorycznych do mankietów na kończynę dolną,

• kabel zasilający.

Wymiary mankietów:

Ręka:

- Obwód nadgarstka: 24 cm

- Obwód łokcia: 40 cm

- Obwód ramienia: 46 cm

- Długość od ręki do pachy: 70 cm

- Długość od ręki do ramienia: 80 cm

Noga:

- Obwód uda: 66 cm

- Obwód łydki: 42 cm

- Obwód kostki: 40 cm

- Udo-pięta: 83 cm

- Udo-śródstopie: 90 cm

- Palce-pięta: 30 cm

Biodra:

- Obwód: 100-115 cm, wysokość: 38 cm

Efekty stosowania:

- wspomaga przepływ krwi i limfy,
- powoduje lepszą przemianę materii (dotlenienie oraz szybsze usuwanie produktów przemiany materii) oraz wypełnianie sieci włosowatych naczyń krwionośnych,
- tłoczy krew w kierunku serca uciskając sekwencyjnie mięśnie od końca palców stóp do uda (w przypadku mankietu nożnego),
- pomaga przywracać utraconą elastyczność skóry,

• profilaktyka zdrowotna.

Zastosowanie terapeutyczne - wskazania:

- leczenie fizyczne stanów pourazowych,
- w schorzeniach powodujących niewydolność limfatyczną,
- w profilaktyce niewydolności układu krążenia,
- w niewydolności limfatycznej po mastektomii,
- w schorzeniach różnej etiologii objawiających się występowaniem obrzęków,
- w likwidacji cellulitis.

Prócz terapeutycznego masaż uciskowy ma także zastosowanie w:

- gabinetach kosmetycznych (skuteczne wspomaganie terapii odchudzających i odmładzających, metoda masażu poprawiająca jakość tkanki skórnej i tkanek podskórnych, stymulacja procesów przemiany materii),
- gabinetach i zakładach odnowy biologicznej (przyspieszenie regeneracji organizmu po dużych wysiłkach fizycznych: sport, gimnastyka, itp.).

Charakterystyka aparatu WIC 2008:

- Dane techniczne:

MODE A TRYB SEKWENCYJNY (FALA)	MODE B TRYB MASAŻU WSTĘPUJĄCEGO	MODE C TRYB RÓWNOMIERNEGO UCISKU
		