

Balkonik aluminiowy GOLIAT z regulacją wysokości siedziska XXL dla osób otyłych do 200kg - NFZ



Balkonik GOLIAT został zaprojektowany i jest produkowany wyłącznie w celu używania jako pomoc przy chodzeniu dla jednej osoby o maksymalnej wadze 200 kg. Został stworzony z myślą o osobach otyłych i mających problemy z nadwagą, dlatego jest wykonany z materiałów, które wytrzymają duże obciążenie. Balkonik rehabilitacyjny kompensuje brak odpowiedniego wsparcia przez nogi, dzięki możliwości oparcia się na balkoniku lub poruszania wraz z nim, korzystając z siły rąk i klatki piersiowej. Balkonik zapewnia lepszą stabilność, wsparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia. Można go używać w pomieszczeniach i na zewnątrz. Jest to produkt medyczny posiadający atesty bezpieczeństwa, więc sprawdzi się także w zakładach opiekuńczych jak szpitale i domy opieki.

Goliat jest balkonikiem aluminiowym na czterech kółkach od innych balkoników wyróżnia go możliwość zmiany wysokości siedziska i duża wytrzymałość - jest to jeden z nielicznych modeli dostępnych na rynku, które przeznaczone są dla osób mających problemy z nadwagą.

CECHY;

- Składany na płasko,
- siedzisko,
- uchwyty ergonomiczne,
- regulacja wysokości rączek,
- regulacja wysokości siedziska,
- koszyk na zakupy,
- blokada składania.

PARAMETRY TECHNICZNE I WYMIARY ZNAJDUJĄ SIĘ W PONIŻSZEJ INSTRUKCJI

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

Opis	Wymiary
Maksymalna masa użytkownika	200 kg
Maksymalna waga ładunku koszyka	5 kg
Łączna długość	750 mm
Długość po złożeniu	400 mm
Łączna szerokość	650 mm
Szerokość po złożeniu	650 mm
Łączna wysokość	830 - 1020 mm
Odległość między rączkami	580 mm
Wysokość siedziska (zależnie od ustawienia kół)	490 - 560 mm
Szerokość siedziska	550 mm
Głębokość siedziska	410 mm
Masa łączna	10,7 kg
Średnica koła	8"
Hamulce	Hamulce jezdne i postojowe
Maks. nachylenie do przodu	15°
Maks. nachylenie do tyłu	7°
Maks. nachylenie na boki	3,5°

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową

- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzikowi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.