

Poduszka pozycjonująca w łóżku U- PÓŁKSIĘŻYC z włókna silikonowego



Poduszka pozycjonująca półksiężyc

Poduszka półksiężyc jest najbardziej uniwersalna ze wszystkich poduszek, które służą do pozycjonowania pacjenta w łóżku. Dzięki niej możemy wygodnie położyć się w łóżku po przebytej operacji i będzie ją można podłożyć praktycznie pod każdą część ciała. Poduszka pomoże przybrać bezpieczną pozycję leżącą, znajdzie zastosowanie w gabinetach rehabilitacyjnych czy salach pooperacyjnych.

Poduszka wykonana jest z membrany powlekanej TECHMAFLEX – łatwo zmywalnej, nieprzemakalnej a jednocześnie paroprzepuszczalnej, dlatego nawet senior będzie czuł się na niej komfortowo. Poduszka wypełniona jest włóknem poliestrowo silikonowym – włókna te posiadają kanał powietrzny i dodatkowo są skręcane co zapewnia puszystość, sprężystość i przestrzenność wyrobu.

Wymiary:

- Długość 100 cm

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

- Średnica 20 cm

Poduszka półksiężyc będzie doskonale współgrać z innymi poduszkami pozycjonującymi, które można znaleźć w naszej ofercie:

<https://www.pomocdlaseniora.pl/58-bezpieczna-pozycja-w-lozku>



CYLINDER

Zapobieganie odleżynom w obrębie kończyn dolnych

Fizjoterapeuci zalecają odwiedzenie kończyn aby zapobiec wzajemnemu naciskowi. Zastosowano poduszkę **CYLINDER** w połączeniu z **KOŁO** oraz poduszkę **KLASSIK** jako podparcie głowy.



KLASSIK

PÓŁKSIĘŻYC

CYLINDER

KLASSIK

Zapobieganie odleżynom w okolicach kości krzyżowych, kulszowych oraz pięt

Najczęstszymi miejscami powstawania odleżyn są tył głowy, barki, okolice lędźwiowo-krzyżowe, łokcie, biodra i pięty. Pacjent spędzający długi czas w pozycji leżącej lub siedzącej zsuwa się, próbując w miarę możliwości poprawiać pozycję, przez co warstwy jego skóry podlegają ciągłym wzajemnym przemieszczeniom. To, w połączeniu z fałdowaniem się pościeli znacząco zwiększa ryzyko powstawania odleżyn.



CYLINDER S

Odciążenie okolic kości krętarza i lędźwi

Wspomaganie utrzymania alternatywnej pozycji pół-bocznej pod kątem 30°, zalecanej w przypadku pacjentów przewlekle leżących zamiast leżenia na plecach. Zastosowano poduszkę **CYLINDER S**.



KLASSIK

KLASSIK

CYLINDER

Pozycja boczna 135°

Ułożenie pacjenta w pozycji leżącej na boku, pod kątem 135°, odciąża wybrane kończyny oraz okolice bioder. Pozycję uzyskano z zastosowaniem dwóch poduszek **KLASSIK** oraz poduszki **CYLINDER**.



KOŁO

Ugięcie kolan połączone z podparciem odcinka szyjnego

Ułożenie pacjenta w pozycji leżącej na boku, pod kątem 135°, odciąża wybrane kończyny oraz okolice bioder. Pozycję uzyskano z zastosowaniem poduszki **KOŁO** oraz poduszki **CYLINDER**.



Zapobieganie odleżynom w obrębie kończyn dolnych

Z zastosowaniem zespołu poduszek **CYLINDER** i **KLASSIK** po lewej, oraz **CYLINDER** i **PÓŁKSIĘŻYC** po prawej.



Pozycja boczna 135°

Uzyskana za pomocą poduszki **CYLINDER** lub **KLASSIK**.



Pozycja pół-boczna 30°

Z zastosowaniem poduszki **CYLINDER** lub **CYLINDER S**.



Odciążenie pięt

Poduszki ułożono pod ścięgmem Achillesa, przez co odciążono wrażliwą okolicę ucisku na piętę. Pozycję można uzyskać stosując poduszkę **KLASSIK** lub poduszkę **CYLINDER**.



Szpotaśwa stopa

Kombinacja poduszek **CYLINDER** oraz **KLASSIK** w celu łagodzenia szpotawości stóp oraz - po prawej - poduszka **CYLINDER** w tej samej roli.



