

Dokładny pulsoksymetr napalcowy Berry BM1000C z funkcją bluetooth



Dokładny pulsoksymetr napalcowy Berry BM1000C z funkcją bluetooth

Pulsoksymetr napalcowy pozwala sprawdzić puls oraz poziom wysycenia hemoglobiny tlenem (SpO2). Urządzenie jest małe i kompaktowe, proste w użyciu, niezawodne i trwałe.

Wygoda

Urządzenie jest niezwykle kompaktowe co w połączeniu z dołączaną smyczką, którą znajdziecie Państwo w zestawie GRATIS, sprawi że przechowywania lub przenoszenia tego urządzenia nawet Państwo nie odczują!

Tętno spoczynkowe

Pomiar tętna spoczynkowego jest bardzo ważny, gdyż sposób pracy naszego serca podczas gdy nie wykonujemy żadnych czynności mówi bardzo dużo o naszym zdrowiu i ogólnej kondycji.

Poziom tlenu we krwi

Twoje ciało wymaga bardzo dokładnej równowagi tlenu we krwi. Aby twoje ciało działało optymalnie, poziom tlenu we krwi powinien być powyżej 95%.

Bluetooth

Urządzenie może połączyć się z twoim telefonem. Wspiera systemy operacyjne iOS oraz Android. Dzięki takiemu połączeniu zyskujemy wygodny dostęp do analiz pomiarów.

Bezpieczeństwo

Pulsoksymetr jest zarejestrowany jako urządzenie medyczne

w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH

przez co spełnia najbardziej rygorystyczne normy, co gwarantuje bezpieczeństwo oraz wysoką dokładność

GWARANTUJE TO NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ PRODUKTU!

Dane techniczne

1. Wyświetlacz: LCD
2. Pomiar SpO2: Zakres pomiaru: 35~100% Dokładność pomiaru: $\pm 2\%$ [80%~100%]; $\pm 3\%$ [70%~79%]
3. Pomiar pulsu: Zakres pomiaru: 25~250bpm Dokładność pomiaru: ± 2 bpm
4. Specyfikacja elektryczna: Napięcie: D.C.2.2 V~.3.4V Rodzaj baterii: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V. Zużycie energii: < 50mA
5. Specyfikacja produktu: Wymiary: 58 × 34 × 30 mm Waga: 50g (wliczając baterie)

