


Soniczny pojemnik do czyszczenia protez zębowych



Soniczny pojemnik do czyszczenia protez zębowych

Kompaktowych rozmiarów zbiornik do czyszczenia protez zębowych wykorzystuje technologię mikrodrgań - tzw. soniczną.

Zapewnia lepsze czyszczenie protezy, niż standardowe trzymanie jej w samym roztworze do tego przeznaczonym.

Wystarczy umieścić protezę w zbiorniczku, dodać wody i dowolny środek przeznaczony do czyszczenia protez zębowych i uruchomić urządzenie.

Proces sonicznego czyszczenia trwa od 6 do 10 minut, po tym czasie protezę należy opłukać ciepłą wodą i można cieszyć się doskonale czystą protezą.

Zasilanie : 2 baterie AA - nie załączone w zestawie