

Chodzik aluminiowy z dwoma amortyzatorami AT51035



Chodzik aluminiowy z dwoma amortyzatorami AT51035

Absolutna nowość na rynku, który posiada dwa amortyzatory wbudowane w ramę. Dzięki systemowi amortyzującemu, niebagatelnie wzrasta komfort użytkownika. Osoba starsza poruszająca się za pomocą tej podpórki nie będzie odczuwała tak bardzo nierówności na drodze czy chodniku. Jest to doskonałe rozwiązanie dla seniorów, którzy cierpią na bóle stawów, a zwłaszcza nadgarstków. Chodzik posiada na wyposażeniu uchwyt na laskę, sporą torbę na zakupy i wygodne siedzisko. Sprawi wiele satysfakcji i radości każdej babci lub dziadkowi.

CHODZIK AT51035



- Waga: 8,6 kg
- Średnica kół: 8"
- Maksymalne obciążenie 136 kg
- Szerokość po złożeniu: 27 cm

- Składana nowoczesna aluminiowa rama
- Torba na zakupy
- Ergonomiczne uchwyty
- Wygodne siedzisko z oparciem
- Odblaski na kołach
- Miejsce na laskę, kulę
- 2 amortyzatory



Szerokość między uchwytami 50 cm



Wysokość siedziska: 55 cm



Szerokość siedziska 45 cm



Głębokość siedziska 24 cm



Długość całkowita 56 cm



Wysokość całkowita 87-98 cm

Cechy produktu

- Składana nowoczesna aluminiowa rama
- Torba na zakupy
- Ergonomiczne uchwyty
- Wygodne siedzisko z oparciem
- Odblaski na kołach
- Miejsce na laskę, kulę
- 2 amortyzatory

Parametry techniczne:

- Szerokość między uchwytami: 50cm
- Wysokość siedziska: 55cm
- Min. wysokość uchwytów: 87cm
- Maks. wysokość uchwytów: 98cm
- Całkowita szerokość: 61cm
- Całkowita długość: 85cm
- Rozmiar siedziska (głębokość/szerokość): 24cm/45cm
- Szerokość po złożeniu: 27cm
- Maks. obciążenie torby: 5kg
- Maks. obciążenie z torbą: 136kg
- Waga: 8,6kg
- Średnica kół: przednie 8", tylne 7"

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być używana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.