

Wózek Inwalidzki Elektryczny Airwheel H3TS+ - NFZ S.19.01



Wózek Inwalidzki Elektryczny Airwheel H3TS+ NFZ S.19.01

Oto Airwheel H3TS! W pełni automatyczny, wykonany z niesamowitą precyzją i najbardziej innowacyjny wózek elektryczny w Europie! Airwheel H3TS stworzyliśmy z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych. Zadbaliśmy o każdy szczegół funkcjonalności i bezpieczeństwa jazdy. Za sprawą jakości wykonania, wielu praktycznych funkcji oraz designu Airwheel H3TS nie tylko prezentuje się bardzo dobrze, ale także zapewnia pełną satysfakcję w użytkowaniu.

Sterowanie wózkiem nigdy nie było tak proste
Specjalny kontroler zamontowany z prawej strony

- na lokućniku umożliwi Ci:
- włączenie i wyłączenie wózka;
- sterowanie;
- regulację prędkości w skali od 1 do 5;
- nadanie sygnału ostrzegawczego;
- kontrolę poziomu naładowania baterii;
- automatyczne rozłożenie i złożenie wózka



Automatyczne składanie i rozkładanie

Automatyczne złożenie i rozłożenie wózka za pomocą 1 przycisku zajmuje zaledwie 7 sekund. Wózek po złożeniu osiąga wymiary 890x620x400mm zapewniając nam łatwy transport w samochodzie typu kombi i sedan. Złożony podnóżek pełni funkcje raczki, dzięki której możemy wózek za sobą pociągnąć.



Imponująca moc baterii

Akumulator o pojemności 20Ah zapewni zasięg do 25 km, a najnowsza technologia ładowania wydłuży żywotność baterii

Dzięki połączeniu akumulatorów litowo-jonowych z technologią wykorzystywaną przy produkcji samochodów elektrycznych bateria waży zaledwie 2 kg czyniąc ją najlżejszą wśród dostępnych na rynku



Bezszcotkowe silniki o mocy 2x200W , średnica koła 12,5 cali moc jazdy w miejskich warunkach. Wózek podjedzie pod podjazd o nachyleniu 15 stopni.



Obrotowa jazda w miejscu

Przednie koła obracają się o 360 stopni, dzięki czemu w wąskich miejscach takich jak łazienka, toaleta czy korytarz możemy obracać się niemal w miejscu. Wózek jest wąski i przystosowany do standardowych futryn



Automatyczna regulacja oparcia

Najnowsza wersja oznaczona modelem H3TS+ została wyposażona w hydrauliczny siłownik umożliwiający ustawienie kąta oparcia do 140 stopni.



Sterowanie za pomocą aplikacji

Za automatyzację odpowiada aplikacja Airwheel dzięki której możesz przywołać wózek do siebie z każdego dowolnego miejsca oddalonego o kilka metrów. Dzięki aplikacji możesz śledzić prędkość, przebieg, poziom naładowania baterii a także złożyć i rozłożyć Twój wózek

Dokładne możliwości pokazuje ten film <https://youtu.be/8JAPYNCg4PUy>



Sterowanie za pomocą pilota - dla opiekuna

Alternatywa dla dżojstika jest pilot, który przejmie jego funkcje w przypadku braku możliwości sterowania prawą stroną.

Za pomocą przycisków A B C D możemy rozłożyć wózek, złożyć go oraz wybrać odpowiedni tryb jazdy. Sterowanie odbywa się za pomocą dżojstika, natomiast dodatkowe przyciski umożliwiają włączenie oświetlenia i sparowanie z naszym wózkiem.



Modułowy akumulator

Wyjmowany akumulator zapewni jeszcze większą wygodę ładowania, bez konieczności wnoszenia całego wózka Airwheel H3TS z sobą do domu

