

Medyczna poduszka powietrzna w zestawie z pompką DEPAN



Medyczna poduszka powietrzna w zestawie z pompką DEPAN

Poduszka przeciwoleżynowa pneumatyczna. Przeznaczona jest do odciążania części ciała, które podczas długotrwałego leżenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk a w efekcie powstawanie odleżyn. W szczególności poduszka służy do odciążenia kości ogonowej, pięt, łokci, potylicy.

Ma kształt okręgu oraz okrągłe wycięcie na środku, które zabezpiecza przed uciskiem na kość ogonową. Pomaga poprawić krążenie krwi i rozluźnia mięśnie.

średnica poduszki : 45 cm +/- 1 cm

średnica otworu : 12 cm +/- 1 cm

•

Główne zastosowanie: odleżyny, hemoroidy, okres połogu, siedzący tryb życia

•

Poduszka przeciwoleżynowa pneumatyczna przeznaczona jest do odciążenia

części ciała, które podczas długotrwałego leżenia osoby o ograniczonej zdolności ruchowej narażone są na stały ucisk, a w efekcie powstanie odleżyn.

-

Poduszka zmniejsza ucisk na krocze, oszczędzając bólu podczas siedzenia, zapewnia dopływ powietrza, ułatwia oddychanie.

-

Idealna dla świeżo upieczonych mam po porodzie fizjologicznym - dzięki wycięciu w środku młode mamy nie są narażone na dyskomfort w czasie siedzenia.

-

Sposób użytkowania:

1. Poduszkę należy napompować. Poduszka nie powinna być zbyt twarda.
2. Poduszkę należy położyć pod odpowiednią częścią ciała w taki sposób, aby miejsce, które było uciśnięte, znalazło się w otworze, w powietrzu.
3. Po pewnym czasie poduszkę należy wyjąć.