

Wózek inwalidzki Nano X firmy Meyra



Wózek inwalidzki wykonany z wysokiej klasy aluminium, wykorzystywanym w przemyśle zbrojeniowym

Zapewnia dużą wytrzymałość, przy lekkiej wadze ramy wózka już od 6,5kg.

Nowy system montażu krzyżaka do ramy wózka, zwiększa stabilność i wytrzymałość wózka oraz daje bardzo wąski wózek po jego złożeniu.

Bardzo duży zakres regulacji głębokości siedziska; możliwość samodzielnej regulacji przedniej i tylnej wysokości siedziska oraz możliwość przestawienia kąta i wysokości oparcia pleców pozwala na dopasowanie wózka do indywidualnych potrzeb użytkownika i pozwala na dopasowanie wózka dla osób z różnymi jednostkami chorobowymi.

Szeroka gama wyposażenia wózka zadowoli każdego użytkownika, a szeroka gama kolorów ramy sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Szerokość siedziska (cm)	od 32 do 48 (skokowo co 2 cm)
Szerokość całkowita wózka (cm)	szerokość siedziska + 18 (przy kamber ^o)
Głębokość siedziska (cm)	od 38 do 50
Wysokość siedziska przód/tył (cm)	przód: 45-53/ tył: 36-51 (bez poduszek)
Wysokość oparcia pleców (cm)	25/30/35/40/45 (z możliwością regulacji +/-1,5 cm)
Wysokość całkowita (cm)	wysokość siedziska tył + wysokość oparcia pleców
Długość całkowita wózka (cm)	72-92 (w zależności od długości ramy, pozycji stopnia podnóżka, środka ciężkości i wielkości kół tylnych)
Długość podudzia (cm)	36 - 48
Maksymalna waga użytkownika (kg)	do 130
Waga wózka z kołami (kg)	od 9,0
Waga wózka (bez kół tylnych, poduszki i boczków) (kg)	od 6,5
Koła tylne	24"/25"/26"
Koła przednie	4"/5"/5,5"

[Formularz zamówienia](#)

Przy personalizacji prosimy o wysłanie formularza na nasz adres mailowy. Podstawowy wózek bez dodatków wysyłamy z wymiarami: koła tylne 24", koła przednie 4". Wszędzie wybrane zostają najmniejsze wymiary wózka.







PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.