

Wózek inwalidzki Smart S firmy Meyra



CECHY PRODUKTU:

- rama aluminiowa składana krzyżakowo
- podnóżek odchylany i zdejmowany
- przednia część ramy prosta
- 3 długości ramy
- oparcie z regulacją napiętości pasami
- poduszka siedziska
- do wyboru rozmiar i rodzaj kółek przednich
- szeroka gama kół tylnych na szybkołączkach
- regulacja środka ciężkości

- regulacja kąta i wysokości siedziska
- kamber 0,5° lub 3°
- ciągi aluminiowe lub stalowe
- Hamulce dociskowe pionowe lub poziome
- boczek aktywny
- jednocześnie stopień podnóżka
- pas podudzia
- możliwość wyboru koloru ramy oraz tapicerki

OPCJE:

- tapicerka oddychająca na oparciu pleców oraz poduszce siedziska
- różne rodzaje rączek do pchania wózka
- możliwość wyboru boczaków
- możliwość ciągów dla Tetra- i Para- plegików
- liczne elementy stabilizujące: zagłówek, pas i kamizelka
- elementy odwodzenia nóg: pasy, klin
- kółka podporowe
- osłony na szprychy
- śpiwór
- plecak

FORMULARZ PERSONALIZACJI WÓZKA

W przypadku personalizacji prosimy o złożenie zamówienia mailowego, wraz z załączonym formularzem.

PARAMETRY:

Szerokość siedziska (cm):	32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Szerokość całkowita wózka (cm):	szerokość siedziska + 18cm (kamber 0° i odległość ciągu od koła 15mm)
Szerokość wózka po złożeniu (cm):	28 z 0° kamberem oraz 33 z 3° kątem nachylenia kół
Głębokość siedziska (cm):	38 40 42 44 46 48 50
Wysokość siedziska regulowana (cm):	przód 44-54 / tył 37-53cm
Wysokość całkowita wózka (cm):	wysokość siedziska + wysokość oparcia pleców
Wysokość oparcia pleców (cm):	25 30 35 40 45 50 (+ możliwość podwyższenia o 2,5cm)
Wysokość podłokietników (cm):	17-24,5 (w zależności od montażu koła tylnego)
Długość całkowita wózka (cm):	88-103 (w zależności od środka ciężkości)

Waga użytkownika (kg):	do 150
Waga wózka z kołami (kg):	od 10,5
Waga wózka (bez kół) (kg):	od 6,5
Koła tylne:	22 24 25 26

			
Boczek aktywny kod 100	Boczek aktywny z podłokietnikiem kod 748	Boczek kod 107	Długie ręczki do pchania kod 410
			
Hamulec motylkowy kod 595	Lekka osłona ze stopu magnezu kod 302	Rączki z regulacją wysokości kod 502	Stopień podnóżka kod 312
			
Podnóżek dzielony i odchylany kod 93	Stopień podnóżka kod 315	Szersze nadkole kod 98	Siedzisko z klinem kod DK-2

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.