

Chodzik trzykołowy Genewa Premium 622 Rehafund



Chodzik trzykołowy Genewa Premium 622

Idealne rozwiązanie dla osób korzystających z niego zarówno w domu jak i na zewnątrz. Ze względu na jego lekką wagę i niewielkie rozmiary łatwo go przenieść lub przewieźć. Dodatkowo jego elegancki i nowoczesny wygląd przypadnie do gustu nie jednemu użytkownikowi. Ten model chodzika trójkołowego cechuje bardzo niska waga, więc będzie idealny dla osób starszych, które nie mają siły przenosić go po schodach.

Chodzik trzykołowy Genewa Premium to idealne rozwiązanie dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową, które potrzebują stałego podparcia podczas chodzenia. Chodzik trójkołowy zabezpiecza osobę przed upadkiem lub utratą równowagi. Dzięki swojej lekkiej konstrukcji można go przenieść w dowolne miejsce. Dzięki gumowym kołom może być używany zarówno w warunkach domowych jak i na zewnątrz. Sprawdzi się również w domach opieki czy szpitalach.

Cechy produkty:

- elegancki, nowoczesny design
- lekka, aluminiowa, składana rama

- z torbą i hamulcami
- regulacja wysokości uchwytów za pomocą przycisków blokujących
- koła TPR - większa odporność na temperaturę i uszkodzenia

To wyjątkowo lekki i elegancki chodzik klasy Premium, który w łatwy sposób można złożyć.

Dane techniczne:

- Waga: 5 kg
- Szerokość całkowita: 69,5 cm
- Regulowana wysokość: 82,5 - 92,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 115 kg
- Średnica kół: 18 cm
- Szerokość kół: 3 cm

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)



Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU
Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.