

Lekki chodzik aluminiowy ALUBEST składany firmy Herdegen



Lekka podpórka czterokołowa, składana, aluminiowa

Cechy produktu:

- Anatomiczne uchwyty oraz dźwignie hamulców przyjazne osobom cierpiącym na reumatyzm i artretyzm
- Hamulce z funkcją parking
- Wygodny sposób składania, przez pociągnięcie w górę taśmy

- Pojemnik na drobiazgi z mocnej nieprzemakalnej tkaniny [pojemność 8 litrów]
- Ukryta, zapinana kieszka na dokumenty pod siedziskiem
- Duża, miękka ławka
- Miękkie, zdejmowane oparcie
- Koła o średnicy 150mm

Parametry techniczne:

- Wysokość całkowita: 78 do 93 cm
- Szerokość całkowita: 61 cm
- Głębokość całkowita: 65 cm
- Wysokość siedziska: 53 cm
- Szerokość siedziska: 36 cm
- Głębokość siedziska: 30 cm
- Wymiary w pozycji złożonej: 25 x 62 cm
- Waga: 6,50 kg
- Maksymalne obciążenie: 130 kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.