


Prześcieradło ślizgowe bazowe dwukierunkowe ETAC




Prześcieradło ślizgowe bazowe dwukierunkowe - ETAC Immedia SatinSheet 2Direction BaseSheet

Dopasowane bezpośrednio do materaca. Umiejscowiona centralnie satyna o niskim współczynniku tarcia, umożliwia niezależny ruch użytkownika z boku na bok. Prześcieradło wyposażone jest na krawędziach w materiał zwiększający tarcie, co utrudnia zsuniecie się z łóżka.


Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy opiekuna przy zmianie pozycji lub obracaniu się w łóżku, prześcieradło bazowe BaseSheet powinno być używane z nakładką kierunkową DrawSheet (Kod produktu: PPPT074).



Prześcieradło Bazowe



Nakładka 2 Kierunkowa



Nakładka 4 kierunkowa

Warianty systemów prześcieradeł bazowych Immedia SatinSheet BaseSheet:

- Mini: Przeznaczone dla pacjentów, z minimalnymi trudnościami w poruszaniu się w łóżku, którzy potrzebują ułatwienia samodzielnej zmiany pozycji z boku na bok np. kobiet w ciąży. Obejmuje tylko tułów.
- Midi: Przeznaczone dla pacjentów, ze średnimi trudnościami w poruszaniu się w łóżku, którzy potrzebują ułatwienia samodzielnej zmiany pozycji z boku na bok. Sięga od głowy do połowy uda.
- Maxi: Przeznaczone dla pacjentów, z dużymi trudnościami w poruszaniu się w łóżku, którzy potrzebują ułatwienia samodzielnej zmiany pozycji z boku na bok. Sięga od głowy do stóp.

Szerokość satynowego obszaru ślizgowego:

Określa się na podstawie preferencji użytkownika i / lub szerokość łóżka

- Mały: satyna 60/65 cm
- Standard: satyna 70 cm
- Szeroki: 85 cm

Immedia SatinSheet System został zaprojektowany, aby ułatwić pacjentowi poruszanie się w łóżku, niezależnie od jego możliwości. System In-bed pomaga zmniejszyć obciążenie opiekunów, a tym samym zapobiega urazom związanym z pracą. Ponadto pomaga zaoszczędzić czas i może zmniejszyć liczbę potrzebnych opiekunów.

Zalety systemu Immedia SatinSheet:

- Zawsze w łóżku gotowy do użycia
- Redukcja tarcia w 2 lub 4 kierunkach
- Zmniejsza ryzyko powstania odleżyn
- Zwiększa komfort pacjentom oraz opiekunom
- Zabezpiecza pacjenta przed zsuwaniem się
- Łatwy w użyciu
- Brak czasochłonnego podkładania i zdejmowania
- Prześcieradło bazowe 2Direction BaseSheet może być używane samodzielnie
- Minimalizuje ryzyko powstania odleżyn, ponieważ SatinSheet rewelacyjnie zmniejsza tarcie oraz siły ścinające. Spełnia szeroką gamę potrzeb od niezależnego do całkowicie zależnego użytkownika.
- Systemy SatinSheet pozostają w łóżku, zwiększają komfort użytkownika i ułatwiają zmianę pozycji, transfer lub obrócenie użytkownika.

Parametry techniczne:

- Maksymalna waga użytkownika: 200 kg
- Prać w temperaturze do 80°C
- Możliwość suszenia w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze
- Prasować w niskiej temperaturze

Skład:

- Materiał: 55% bawełna/45% poliester
- Satyna: poliester