

Lekki wózek aluminiowy RF-3 Cruiser Active



Wózek inwalidzki aluminiowy RF-3 Cruiser Active

Nowoczesny i elegancki aluminiowy wózek z bogatymi opcjami wyposażenia. Dzięki składanemu oparciu, wyjmowanym podnóżkom i kołom na szybkołączach wózek przybiera bardzo kompaktowe rozmiary, umożliwiając jego transport nawet małym samochodem. Jeżeli często się przemieszczasz samochodem - to jest właśnie wózek dla Ciebie.

Cechy produktu:

- Idealny wózek dla osób aktywnych
- Składana, malowana proszkowo, aluminiowa rama z podwójnym krzyżakiem
- Wyposażony w szybkołączna kół tylnych
- Łatwo zmywalna, komfortowa tapicerka
- Odchylane boczki
- Hamulce dla użytkownika z regulacją docisku
- Odchylane i demontowane podnóżki z regulacją wysokości
- Do każdego wózka dodawany jest zestaw narzędzi i pompka (koła)

pneumatyczne)

- Aluminiowe, lakierowane ciągi
- Kieszonki na drobiazgi
- Regulacja wysokości boczaków
- Składane w połowie oparcie
- Hamulce dla asystenta

Parametry techniczne:

- Szerokość siedziska: 42/45/48 cm
- Szerokość zewnętrzna: 63/66/68 cm
- Waga wózka: od 13,3 kg (w zależności od szerokości i opcji wyposażenia)
- Maksymalny ciężar użytkownika: 135 kg
- Koła przednie: 8"x1"
- Koła tylne: 24"x1 3/8"
- Wysokość oparcia: 43 cm

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo- mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.