

Schodolaz i wózek elektryczny w jednym DRAGON DW-SW03



Schodolaz i wózek elektryczny w jednym DRAGON DW-SW03

Dla szpitali, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, karettek pogotowia ratunkowego, rodzin do transportu pacjentów po schodach. Krzesółko schodowe z napędem jest używane głównie w budynkach do przenoszenia pacjentów po schodach. Bardzo szeroki system przesuwny zapewniający bezpieczniejsze i łatwiejsze transportowanie. Materiały, z których wykonany jest krzesółko schodowe, są wykonane z wytrzymałego stopu aluminium.



1 Panel sterowania

Formowane plastikowe pudełko z inteligentnym dotykiem.

Wyświetlacz LED sprawia, że użytkownik spokojnie sprawdza stan zasilania i pracy.

2 Kontroler chodzenia/spaceru

Kontroler kierunku i prędkości, jedzie do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo.

3. Stabilne aluminiowe siedzisko ze zdejmowaną poduszką

Najwyższy komfort pacjenta, usuń poduszkę w zależności od pogody.

4. 5-calowe przednie koła samonastawne

Umożliwiają mobilność jak na wózku inwalidzkim

5. Górny uchwyt sterujący

Ergonomicznie umieszczony dla optymalnej kontroli operatora.

6. Elektryczny siłownik

Dopasowanie kąta do schodów.

7. Zmotoryzowana struktura szynowa

Transportuj pacjenta po schodach.

8. 8-calowe koła

Pomagają jeździć po ziemi.



Parametry techniczne:

Model	Transporter schodowy DW-SW03N
Rozmiar (Długość*Szerokość*Wysokość)	63*93*121cm
Rozmiar po złożeniu (Długość*Szerokość*Wysokość)	121*63*35cm
Rozmiar opakowania (Długość*Szerokość*Wysokość)	125,5*71*36cm
Maksymalne obciążenie	200kg
Waga netto	46kg
Waga z opakowaniem	60kg
Zakres regulacji wysokości	121cm to 166cm z trzema możliwymi pozycjami
Całkowita wysokość	120 cm
Całkowita szerokość	48 cm
Wymiary siedziska	Szerokość 41cm, głębokość 48 cm, wysokość od ziemi 50cm
Wymiary podnóżka	Szerokość 41 cm, głębokość 17cm, wysokość od ziemi 18 cm
Rozmiar podnóżka	Szer.38cm*głębokość_20cm*wys.od podłogi_15cm
Moc wyjściowa silnika	120w
Napięcie wyjściowe silnika	20-29.4v
Napięcie przystosowane silnika	110-240v
Prąd silnika	13.9A
Napięcie baterii	24v
Żywotność	3-5 lat
Kąt toru jazdy	Kąt nachylenia gąsienic, za oparciem, z regulacją w trzech pozycjach, odpowiedni do różnych schodów

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)