

Wózek inwalidzki aktywny Offcarr Funky



Wózek inwalidzki aktywny Offcarr Funky

To wózek do aktywnej rehabilitacji. Przeznaczony jest dla osób po urazach rdzenia kręgowego, amputacjach kończyn dolnych i w innych schorzeniach. Jest to typowo sportowy wózek o klasycznej sztywnej konstrukcji ramy i niskiej wadze stwarza możliwość wielu regulacji w standardzie. Wśród nich: naprężenie tkaniny oparcia, regulacja kąta nachylenia siedziska i oparcia oraz głębokości oparcia, wyważenia wózka, głębokości siedziska, długości podnóżków i inne. Jego rama wykonana jest ze stopu duraluminium. Funky jest produktem indywidualnie dopasowanym do użytkownika. Rodzaje regulacji, ustawień i akcesoriów dostępne w karcie pomiarowej.

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

PARAMETRY TECHNICZNE

waga wózka	10,5 kg
maksymalne obciążenie	120 kg



System (SHS, frenica)
regulacji środka
ciężkości



Gotowy do transportu



Składanie

Produkt dobierany indywidualnie do pacjenta na podstawie formularza zamówienia.

[FORMULARZ ZAMÓWIENIA WÓZKA FUNKY](#)

[KARTA POMIAROWA](#)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki przeznaczony jest do transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych.

Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWWSKAZANIA:

Pomoc dla Seniora ul. Lipowa 12 95-100 Zgierz Polska

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Stany wymagające stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz głowy. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.