

Podpórka trójkołowa aluminiowa TGR-R RTA 891L



Podpórka trójkołowa aluminiowa TGR-R RTA 891L

Podpórka trójkołowa przeznaczona jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się zapewnienia bezpieczeństwa przed

upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

Cechy produktu:

- lekka aluminiowa rama;
- anatomiczne uchwyty;
- regulowane na wysokość rączki;
- hamulce z zaciskiem postojowym;
- maksymalne obciążenie - 125 kg;
- koszyk ze zdejmowaną tacką;
- torba zapinana na zamek;
- koła o wąskim przekroju i średnicy 8";
- funkcja składania do transportu;
- maksymalne obciążenie torby i koszyka na zakupy: 5 kg.

Wyposażenie:

- koszyk z tacką;
- torba.

Dane techniczne

Szerokość całkowita: 62 cm

Głębokość całkowita: 56 cm

Regulacja wysokości uchwytów: 82-97 cm

Waga: 6,8 kg

Maksymalne obciążenie: 125 kg

Maksymalne obciążenie torby i koszyka na zakupy: 5 kg

Kolor ramy: bordowy, niebieski

+/- 0,5 - 1 cm

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzikowi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.