

Medyczny aparat słuchowy z akumulatorem 2 w 1 HAXE JH-A39



Medyczny aparat słuchowy z akumulatorem 2 w 1 HAXE JH-A39

Aparat słuchowy powstał z myślą o osobach z niedosłuchem. Pozwala on lepiej słyszeć dźwięki z otoczenia, a tym samym w znaczącym stopniu podnosi jakość życia. Urządzenie składa się z czułego mikrofonu, który wychwytuje dźwięki, a następnie przekształca je w sygnał elektroakustyczny. Wzmacniacz znajdujący się w aparacie ma za zadanie wzmocnić sygnał, który następnie trafia do słuchawki. Współczesne urządzenia potrafią wyodrębnić dźwięki, na których zależy użytkownikowi, jednocześnie redukując hałas i szum z otoczenia.

- Redukuje szumy,
- 6 stopniowa skala głośności za pomocą przeklikiwania jednym przyciskiem
- Niewielkich rozmiarów, dyskretny. Można schować do kieszeni

Komfortowy i dyskretny

Dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji aparat słuchowy JH-A39 wygląda jak nowoczesne słuchawki bluetooth, dzięki czemu zapewnia komfort i dyskrecję podczas użytkowania. Kształt oraz 3 rodzaje końcówek, znajdujące się w zestawie, sprawiają, że idealnie dopasowuje się do budowy ucha. Lekka konstrukcja zapewnia komfortowe użytkowanie, a fakt że aparat nie wystaje poza małżowinę uszną, sprawia, że jest on idealny nawet dla osób noszących okulary.

Funkcjonalne etui 2W1

Do aparatu dołączone jest praktyczne etui, które nie tylko zabezpiecza produkt, ale również pełni funkcję ładowarki. Etui wyposażone jest we wbudowany akumulator, dzięki czemu aparat może być ładowany wszędzie, co sprawia, że jest idealny dla osób, które dużo czasu spędzają poza domem. Etui jest magnetyczne i przyciąga aparaty, to zapobiega ich upadkowi podczas umieszczania w ładowarce.

Dwie słuchawki w zestawie

Dwie niezależne od siebie słuchawki sprawiają, że można używać ich na lewym, prawym lub na obu uszach. Jeśli ubytek słuchu występuje w obu uszach, zalecane jest zastosowanie dwóch aparatów słuchowych. Tylko przywrócenie słuchu w obu uszach umożliwia wychwytywanie najdrobniejszych różnic w dźwiękach i przyporządkowywanie dźwięków do otoczenia i przestrzeni.

Prosta intuicyjna obsługa

Urządzenie obsługuje się poprzez jeden przycisk, dzięki czemu obsługa jest niezwykle łatwa i intuicyjna. Kiedy aparat nie jest używany, należy schować go do etui ładującego.

W zestawie:

- 2 x Aparat słuchowy
- 1 x Etui ładujące
- 6 x Wkładki uszne (różne rozmiary)
- 1 x Akcesoria do czyszczenia
- 1 x Kabel USB
- 1 x Instrukcja używania wraz z karta gwarancyjną

Przewidziane zastosowanie

Aparat słuchowy przeznaczony jest do kompensacji niedosłuchu. Aparat jest przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz przez pacjentów powyżej 36 miesiąca życia, jeżeli lekarz stwierdził konieczność kompensacji niedosłuchu.

Przeciwwskazania:

- Atrezja wrodzona ucha zewnętrznego lub deformacja zewnętrznego przewodu słuchowego, duża ilość ciał obcych w zewnętrznym przewodzie słuchowym.
- Głuchota jest niestabilna, a stopień utraty słuchu często waha się.
- Skargi na ból głowy, zawroty, ból ucha, szумы uszne i inne objawy, które nie nadają się do adaptacji.
- Nagła głuchota w ciągu ostatnich trzech miesięcy; szybko postępująca głuchota; jednostronna głuchota lub inna ostra choroba ucha.
- Wysiłek w uchu środkowym i częste zapalenia.
- Niedosłuch centralny; niedosłuch nieorganiczny.
- Pacjenci z ostrym zapaleniem ucha zewnętrznego i zapaleniem błony bębenkowej.
- Pacjenci z ostrym i przewlekłym ropnym zapaleniem ucha środkowego (w okresie infekcji ropnej).
- Pacjenci uczuleni na materiał, z którego wykonano produkt.

Specyfikacja Techniczna:

- Moc wyjściowa OSPL90 maks.: $\leq 117 + 3\text{dB}$
- Maks. wzmocnienie FPG50: $\leq 35 + 5\text{dB}$
- Szумы wejściowe EQ: $\leq 29\text{dB} + 3\text{dB}$
- Zakres częstotliwości (nie węższy niż): 400Hz~4500Hz
- Natężenie robocze: $\leq 6\text{mA}$
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: $\leq 7\%$
- Napięcie robocze: DC 3,7V
- Warunki pracy: zakres temperatur 0°C~40°C bieżący poziom wilgotności: $\geq 30\%RH$, $\leq 75\%RH$
- Warunki przechowywania: zakres temperatur -10°C~55°C bieżący poziom wilgotność: $\geq 10\%RH$, $\leq 90\%RH$