


Rehabilitacyjna poduszka z otworem odciążającym QMED



Rehabilitacyjna poduszka z otworem odciążającym QMED

Rehabilitacja jest integralnym elementem leczenia, szczególnie w przypadku rekonwalescencji lub po zabiegach operacyjnych. Niejednokrotnie efektem leczenia powiązanego z naruszeniem ciągłości tkanek jest ogólne osłabienie pacjenta, ograniczenie aktywności i ruchomości. Odpowiednio wyprofilowana poduszka towarzyszy procesowi naturalnej regeneracji i zmniejszania fizycznych następstw choroby lub zabiegu.




Zastosowanie:

- Wspiera pozycję ułożeniową pacjenta i działa przeciwoleżynowo, szczególnie w przypadku pacjentów o obniżonej mobilności.
- Stosowanie Poduszki rehabilitacyjnej z otworem odciążającym łagodzi także ból pojawiający się u kobiet po porodzie drogami natury, gdy zalecane jest zmniejszanie nacisku na krocze.
- Pacjenci po operacji hemoroidów lub w trakcie nasilenia choroby, aby zachować efektywność lub wrócić do aktywności, korzystają z produktów umożliwiających przebywanie w pozycji siedzącej.
- Po Poduszkę sięgają także osoby wrażliwe na ucisk, doceniające miękkość siedzenia i izolację od twardej powierzchni krzesła lub foteli biurowych, gdy szukają sprawdzonych sposobów na zmniejszenie skutków pracy siedzącej.

Pianka memory uginając się tylko częściowo, odciążając bolące miejsce, prawidłowo rozkłada ciężar ciała użytkownika i pozwala siedzieć komfortowo. Właściwości pianki memory długotrwale pozwalają zachować jej pierwotny kształt - poduszka nie odkształca się ani nie zapada.

Antypoślizgowy spód poduszki utrzymuje ją w stabilnym położeniu a zastosowanie anatomicznie zgodnego otworu zwiększa cyrkulację powietrza przy skórze w okolicach wymagających opieki. Produkt jest optymalnie wyprofilowany dla kobiet i mężczyzn.



Cechy produktu:

- Komfort siedzenia po porodzie
- Ulga przy hemoroidach
- Do pracy biurowej

Parametry techniczne:

- Poduszka: 100% PU
- Powłoczka: 100% poliester
- Gęstość: 45 kg/m³
- Wymiary: 44 x 7,5cm
- Średnica otworu: 13 x 20 cm