

Balkonik trójkołowy aluminiowy ULTRA AR-027 ARmedical NFZ



Balkonik trójkołowy aluminiowy ULTRA AR-027 firmy ARMEDICAL

Balkonik jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Model ten dzięki ultra niskiej wadze oraz kompaktowym rozmiarom jest niezwykle praktyczny w codziennym użytkowaniu. Niezwykła zwrotność oraz lekkość umożliwia bardzo łatwe manewrowanie pomiędzy przeszkodami zarówno podczas spaceru jak również w domu. Balkonik ULTRA wyróżnia się ponadto nowoczesnym designem oraz kolorystką.



Niezwykła zwrotność oraz lekkość umożliwia bardzo łatwe manewrowanie pomiędzy przeszkodami zarówno podczas spaceru jak również w domu.

Informacje o produkcie

- ultra-nowoczesna rama aluminiowa,
- rama składana, lakierowana metodą proszkową
- ultraszybkie składanie poprzez „zsuniecie” do środka
- stabilna i wytrzymała konstrukcja
- regulacja wysokości rączek co 2,5cm
- ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty
- 3 koła bezobsługowe, antypoślizgowe PVC – 8” (20cm)
- koło przednie skrętne
- tylne koła z opcją wypinania w celu łatwiejszego transportu
- standardowe wyposażenie: hamulec z systemem postojowego blokowania, torba na zakupy nylonowa, odpinana, zapinana na suwak

Parametry techniczne

- Szerokość całkowita: 62cm
- Długość całkowita: 69cm
- Szerokość „grubość” po złożeniu: 26cm
- Regulacja wysokości rączek: 86-96cm
- Rozmiar torby: 40x36x23cm
- Torba zapinana na suwak
- Waga: 5,25kg
- Maksymalna waga użytkownika 136kg



Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik cztero kołowy pomaga poprawić

koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.

- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.