

## Podpórka rehabilitacyjna 4-kołowa z podparciem łokci SUPPORT AR-028



### Podpórka z podparciem łokci SUPPORT AR-028 firmy ARMEDICAL

Podpórka SUPPORT AR-028 jest sprzętem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu ruchu, z problemami pionizacji lub mających problem z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywana jest również dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Model ten przeznaczony jest dla osób wymagających niezwykle stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia, z ograniczoną siłą w kończynach górnych, z osłabioną siłą chwytu, szczególnie dla osób starszych. Specjalne podparcie łokci oraz sposób trzymania rączek gwarantuje niezwykle stabilność oraz odciążenie kończyn dolnych poprzez znaczne oparcie tułowia na przedramionach.

Chodzik SUPPORT AR-028 dzięki zastosowaniu dwóch par uchwytów na różnych wysokościach gwarantuje komfortowe użytkowanie. Uchwyty niskie umożliwiają chodzenie jak ze standardową podpórką, ułatwiają również wstawanie z siedziska. Uchwyty górne zapewniają stabilność oraz utrzymanie równowagi przy przemieszczaniu

się nawet przy dużych problemach z pionizacją. Hamulce z funkcją blokady postojowej zapewniają stabilność podczas siadania.

## Informacje o produkcie

- nowoczesna rama aluminiowa
  - rama lakierowana metodą proszkową
  - ultraszybkie składanie za pomocą taśmy w siedzisku
  - stabilna i wytrzymała konstrukcja
  - regulacja wysokości górnych rączek co 2,5cm
  - uchwyty dolne z opcją szybkiego zdejmowania
  - wygodne poduszki podłokietników z miękkiego materiału PU
  - 4 koła bezobsługowe, antypoślizgowe PVC – 8" (20cm)
  - koło przednie skrętne
  - koła tylne wypinane z systemem szybkiego demontażu (ułatwiające transport)
  - standardowe wyposażenie:
- hamulec z systemem postojowego blokowania
  - uchwyty hamulca z regulacją w zakresie 360 stopni
  - torba na zakupy nylonowa
  - torba odpinana, z paskiem na ramię
  - oparcie nylonowe, z możliwością zdjęcia
  - uchwyt na laskę / kulę

## Parametry techniczne

- Szerokość całkowita: 62cm
- Długość całkowita: 70cm
- Szerokość „grubość” po złożeniu: 25cm
- Wysokość do siedziska: 56cm
- Regulacja wysokości górnych rączek: 101-116cm
- Wysokość dolnych rączek: 67cm

- Regulacja odległości przedramienia od rączek: 26-40cm
- Wymiar siedziska: 40x25cm
- Rozmiar torby: 40x33x9cm
- Waga: 8,9kg
- Maksymalna waga użytkownika 136kg

#### Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

#### PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być używana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

#### INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.