

Pulsoksymetr napalcowy JPD-500D Haxe



Pulsoksymetr napalcowy JPD-500D Haxe

Pulsoksymetr napalcowy to bezinwazyjny przyrząd do pomiaru poziomu nasycenia krwi tętniczej tlenem. Za pomocą tego wyrobu medycznego można monitorować saturację u dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia. Pulsoksymetr JPD-500D nadaje się do użytku w domu, szpitalu lub innej placówce medycznej. Na czytelnym wyświetlaczu OLED można zobaczyć wynik pomiaru poziomu natlenienia krwi.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LED

Wyświetlacz jest jednokierunkowy, a wynik pojawia się na nim już w ciągu kilku sekund od rozpoczęcia pomiaru. Na ekranie wyświetla się poziom natlenienia krwi w procentach oraz wartość pulsu w uderzeniach na minutę. Dodatkowy wykres słupkowy ułatwia interpretację pulsu. Dodatkową informacją, jaką można odczytać wyświetlacza, jest poziom naładowania baterii.

ŁATWY W OBSŁUDZE

Pomiaru dokonuje się za pomocą jednego przycisku. Po poprawnym umieszczeniu palca w urządzeniu wystarczy nacisnąć przycisk i poczekać na wynik. Pulsoksymetr wyłącza się automatycznie po upływie 16 sekund od zakończenia pomiaru (wyjęcia palca). Urządzenie za pomocą klamry dokładnie dopasowuje się do rozmiaru palca. Zarówno pomiar, jak i wymiana baterii są proste i zajmują kilka sekund.

FUNKCJA ALARMU

Urządzenie ma funkcję alarmu, który ostrzega w przypadku gdy saturacja pacjenta jest mniejsza niż 94%. Alarm poinformuje o nieprawidłowym wyniku również, gdy puls wynosi mniej niż 50 lub więcej niż 130 uderzeń na minutę.

PORĘCZNY

Pulsoksymetr jest lekki, mały i zasilany za pomocą baterii - te 3 cechy sprawiają, że jest urządzeniem przenośnym i łatwo go mieć zawsze przy sobie. Etui na sznurku zamykane na rzep to doskonałe zabezpieczenie urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 x pulsoksymetr
- 2 x baterie alkaliczne AAA
- 1 x pokrowiec
- 1 x sznurek
- 1 x instrukcja z kartą gwarancyjną

Przewidziane zastosowanie:

Pulsoksymetr służy do pomiaru saturacji hemoglobiny tlenem i tętna u człowieka na podstawie pomiarów z palca. Urządzenie wskazuje również intensywność tętna w postaci wskaźnika słupkowego. Urządzenie nadaje się do użytku w warunkach domowych i szpitalnych (gabinetach lekarskich), barach tlenowych, organizacjach opieki społeczno- medycznej oraz może być wykorzystywane do pomiaru saturacji krwi tlenem i tętna.

