

Balkonik stalowy z funkcją podparcia łokci 268 firmy Vermeiren - NFZ



Balkonik stalowy z funkcją podparcia łokci 268 firmy Vermeiren to specjalistyczny sprzęt medyczny umożliwiający komfortowe poruszanie się osłabionych pacjentów lub z niedyspozycyjnością pełni ruchów. Odpowiedni także dla osób w trakcie rekonwalescencji, rehabilitacji oraz osób starszych, które mają problem, aby samodzielnie przemieszczać się. Chodzik został dostosowany do swobodnego poruszania się po utwardzonym terenie na zewnątrz (np. po chodniku) lub w pomieszczeniach (podłoga, dywan). Balkonik poprawia mobilność osób niepełnosprawnych oraz umożliwia samodzielną pionizację, bez konieczności angażowania opiekuna. Dzięki temu, pacjenci o wątpliwym stanie zdrowia czy z brakiem kończyn, mogą być niezależni w wykonywaniu

codziennych czynności.

Główne cechy:

- Rama wykonana ze stali;
- Miękkie siedzisko;
- Masa podpórki: 13 kg;
- Tapicerowany stolik z półokrągłym wycięciem z możliwością płynnej regulacji wysokości (980 - 1320 mm);
- 4 skrętne kółka o średnicy 75 mm i szerokości 25 mm;
- Tylne koła z blokadą;
- Opony gumowe;
- Produkt medyczny, atestowany.

Wysokość podporu ramion	980 - 1320 mm
Długość	750 mm
Szerokość	620 mm
Konstrukcja ramy	Stalowa
Rama składana	TAK
Regulowana wysokość uchwytów	TAK
Siedzisko	TAK
Regulowana wysokość siedziska	NIE
Wysokość siedziska	550 mm
Wymiary siedziska	szer. 210 x dł. 510 mm
Szerokość wewnętrzna	450 mm
Wymiary rozłożonej podpórki	dł. 750 x szer. 620 x wys. 1080 - 1420 mm
Wymiary złożonej podpórki	dł. 750 x szer. 150 x wys 860 mm
Dopuszczalne obciążenie	100 kg
Masa całkowita	13 kg

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić

koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.

- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.