

Podpórka aluminiowa Twin-Light Vermeiren - NFZ



Podpórka aluminiowa Twin Light , prosty w konstrukcji sprzęt medyczny zapewniający wsparcie w codziennym poruszaniu się . Odpowiedni także dla osób w trakcie rekonwalescencji, rehabilitacji oraz osób starszych, które nie mają siły, aby samodzielnie przemieszczać się. Dzięki tylnym gumowym nóżkom stabilność oraz poruszanie się w każdych warunkach nie jest już problemem. Niska waga oraz wyprofilowane uchwyty to dodatkowe atuty chodzika.

Specyfikacja techniczna

- Regulowana wysokość: 760 - 950 mm
- Długość: 570 mm
- Szerokość: 570 mm
- Wysokość siedziska od podłoża: 540 mm
- Waga produktu: 3 kg
- Maksymalne odchylenie: 15°
- Maksymalne obciążenie: 130 kg
- Materiał: aluminium
- Ilość kółek: 2

Wskazania:

- Poprawa równowagi - Poprzez umożliwienie użytkownikowi wykonywania ruchów z mniejszym ryzykiem utraty równowagi, chodzik czterokołowy pomaga poprawić koordynację ruchową i utrzymać stabilność podczas chodzenia.
- Rehabilitacja po urazach - Osoby, które doznały urazu stóp, nóg lub kręgosłupa mogą skorzystać z chodzika czterokołowego, aby powoli i bezpiecznie przywrócić sprawność ruchową
- Ułatwienie poruszania się - Chodzik czterokołowy może być także stosowany jako narzędzie pomocnicze dla osób starszych lub niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się na własną rękę. Dzięki chodzиковi mogą one łatwiej przemieszczać się po domu lub wychodzić na spacer

PRZECIWWSKAZANIA

Produkt ortopedyczny musi zostać dobrany z pomocą specjalisty lub fizjoterapeuty. Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby o silnych zaburzeniach równowagi oraz dużej utracie siły mięśniowej.

INFORMACJE O PRAWDOPODOBNYM RYZYKU ZWIĄZANYM Z UŻYWANIEM WYROBU

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, a także ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z urządzenia.