

Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy „Rurowy” ARmedical AR-950



Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy „Rurowy” AR-950

Stosuje się go bezpośrednio na typowy materac znajdujący się na łóżku chorego, a następnie przykrywa prześcieradłem. Komory (rury) materaca napełniane są naprzemiennie przez specjalną pompę. Dzięki takiej naprzemiennej pracy zestawu (materac + pompa) poszczególne obszary ciała pacjenta nie stykają się z podłożem w sposób ciągły dłużej niż przez kilka minut. Ciśnienie powietrza w materacu dostosowywane jest (zwiększane lub zmniejszane) w zależności od wagi pacjenta.

- Ogromną zaletą pompy ARmedical jest jej minimalny poziom hałasu. Bez względu na obciążenie pompa pracuje bezszelestnie.
- Dodatkowym atutem zestawu (pompa + materac) jest bezawaryjność. Zalecany dla pacjentów obłożenie chorych w celu zapobiegania odleżynom oraz leczeniu odleżyn już istniejących.

Dane techniczne pompy:

- rodzaj: zmiennociśnieniowa
- płynna regulacja ciśnienia
- ciśnienie robocze: 40 do 110mmHg
- czas pełnego cyklu: 12 minut
- specjalne haki służące do zawieszenia na łóżku

Dane techniczne podkładu:

- materiał: nylon + PVC
- ilość komór: 20
- wymiary po napompowaniu: 200cm x 86cm x 10cm
- mocowanie: na istniejący materac (2 zakładki)



