

Kinezyjologiczna taśma tejp do kinesiotalingu QMED



Taśma Kinezyjologiczna - Elastyczność i Komfort w Terapii

Nasza taśma kinezyjologiczna to niezastąpiony element wśród profesjonalnych narzędzi terapeutycznych. Stworzona z myślą o maksymalnym komforcie i skuteczności, umożliwia wykonywanie codziennych czynności bez ograniczeń ruchowych, dzięki czemu rehabilitacja staje się jeszcze bardziej efektywna i przyjemna.

Cechy Produktu:

-

Elastyczność i Komfort: Taśma została zaprojektowana z myślą o najwyższej elastyczności, zbliżonej do naturalnej skóry ludzkiej, co umożliwia swobodne wykonywanie ruchów. Wykonana z cienkiej, bawełnianej tkaniny, pokryta hipoalergiczną akrylową powłoką klejącą, zapewnia komfort użytkowania przez wiele dni.

-

Wodoodporność i Przepuszczalność Powietrza: Dzięki swojej konstrukcji taśma jest wodoodporna oraz przepuszczająca powietrze, co gwarantuje użytkownikowi komfort nawet podczas intensywnych aktywności fizycznych.

•

Brak Lateksu: Bezpieczeństwo użytkowania jest naszym priorytetem. Dlatego nasza taśma nie zawiera lateksu, eliminując ryzyko reakcji alergicznych u osób wrażliwych.

•

Wszechstronne Zastosowanie: Doskonale sprawdza się w rehabilitacji, fizjoterapii, ortopedii, reumatologii, traumatologii oraz sporcie, dzięki czemu jest niezastąpionym narzędziem w pracy nad poprawą kondycji fizycznej.

Instrukcja Używania:

Przed pierwszym użyciem zaleca się konsultację z fizjoterapeutą, a w przypadku wystąpienia podrażnień lub zaczerwienienia należy natychmiast przerwać stosowanie. Taśma nie jest przeznaczona do stosowania na otwarte rany i nie zastępuje profesjonalnego leczenia medycznego.

Prawidłowa Aplikacja Taśmy:

- Poprawia napięcie mięśniowe.
- Poprawia mikrokrążenie.
- Mobilizuje system limfatyczny.
- Zmniejsza stany zapalne.
- Zwiększa zakres ruchu w stawach.
- Wymusza prawidłowe ustawienia kości i stawów.
- Uśmierza ból.

Sposób Użycia:

- Aplikować 30 minut przed aktywnością.
- Unikać rozciągania końców taśmy.
- Oczyszczyć skórę przed aplikacją.
- Po nałożeniu mocno przetrzeć taśmę, aby aktywować klej.
- Przytnąć nadmiar taśmy dla lepszej przyczepności.
- Zdejmować delikatnie, preferowalnie podczas kąpieli.
- Dostępna w 4 kolorach, pakowana w wygodne pudełko.

Specyfikacje:

- Wymiary: 5cm x 5m
- Skład: 97% bawełna, 3% spandex

Daj swoim pacjentom najlepsze narzędzie do osiągnięcia optymalnego zdrowia i sprawności fizycznej. Wybierz naszą taśmę kinezyjologiczną i dołącz do setek zadowolonych użytkowników!